

Cojín elevador POWER SEAT - UL500



Cojín elevador POWER SEAT

El **Cojín elevador POWER SEAT** es la solución perfecta para aquellos que buscan independencia en su vida diaria. Diseñado para facilitar el proceso de sentarse y levantarse, este cojín elevador eléctrico es ideal para personas con movilidad reducida o para aquellos que simplemente desean un extra de comodidad en su hogar.

Características destacadas

Este asiento elevador destaca porque puede elevar al usuario hasta el 100% de su altura sin necesidad de ayuda externa. Además, su capacidad máxima de peso es de 136 kg, lo que lo hace versátil y robusto. Es fácil de operar gracias a su palanca eléctrica y puede detenerse en cualquier altura deseada. Además, es portátil y cuenta con un asa de transporte incorporada, por lo que puede llevarlo consigo a donde quiera.

Tallas y medidas – Cojín elevador POWER SEAT

Modelo	Ancho asiento	Fondo asiento	Ancho base	Fondo base
UL.500	43 cm	48 cm	38 cm	41 cm

Beneficios funcionales

El uso del **POWER SEAT** no sólo proporciona comodidad, sino que también promueve la independencia. Al no requerir instalación compleja y ser fácil de operar, este cojín es ideal para uso diario. Además, su diseño compacto y la capacidad de trasladarlo fácilmente lo convierten en un excelente compañero para viajes o visitas a amigos y familiares.