

Cojín elevador SEAT ASSIST - UL100



Cojín elevador SEAT ASSIST

Descubre la libertad de moverte con el **Cojín elevador SEAT ASSIST**, una solución revolucionaria que transforma cualquier silla en un asiento elevador automático. Ideal para aquellos que buscan independencia en su vida diaria, este cojín auto propulsado facilita el acto de sentarse y levantarse.

Elaborado con un sistema de pistón hidráulico, el SEAT ASSIST elimina la necesidad de enchufes, pilas o cables, ofreciendo un uso sencillo y seguro. Además, es ligero y portátil, lo que permite llevarlo donde se necesite, manteniendo al usuario activo y autónomo.

Para su funcionamiento, simplemente inclínate hacia delante y comienza a levantarte; el mecanismo de elevación se activará automáticamente, levantándote suavemente hasta levantar el 70% de tu peso. Sin embargo, es importante usar este cojín en sillas o butacas que cuenten con al menos un reposabrazos para apoyarse durante el levantamiento.

Especificaciones Técnicas – Cojín elevador SEAT ASSIST

Modelo	UL.100
Ancho asiento	43 cm
Fondo asiento	48 cm
Ancho base	38 cm
Fondo base	41 cm

Recomendaciones y Precauciones

Utiliza el **Cojín SEAT ASSIST** solamente en sillas o butacas con reposabrazos. No es recomendable su uso en sillas de ruedas, automóviles, sillones reclinables o sillas de oficina con ruedas. Estas limitaciones son importantes para garantizar tu seguridad y un funcionamiento óptimo del dispositivo.

Beneficios Clave

El SEAT ASSIST es perfecto para personas con movilidad reducida porque les permite mantener su independencia. Además, su diseño portátil facilita su transporte y almacenamiento, convirtiéndolo en el acompañante ideal para visitas a amigos y familiares o incluso en viajes.

Por lo tanto, si buscas una solución práctica y eficiente para mejorar tu movilidad diaria, el **Cojín elevador SEAT ASSIST** es la opción ideal.