

## Cojín ergonómico VISCOFLEX PLUS - C9



### Cojín ergonómico VISCOFLEX PLUS

El **Cojín ergonómico VISCOFLEX PLUS** está diseñado para proporcionar el máximo confort y apoyo, especialmente a aquellos usuarios que enfrentan riesgos de úlceras por presión o tienen necesidades especiales de postura debido a condiciones médicas.

### Características y Beneficios – Cojín ergonómico VISCOFLEX PLUS

Este cojín incorpora una espuma viscoelástica con efecto memoria que se adapta perfectamente a la forma del cuerpo, distribuyendo el peso de manera uniforme y reduciendo las presiones en áreas críticas como el sacro e isquion. Además, su forma anatómica con bordes laterales elevados mejora la estabilidad y el confort, permitiendo una inmersión óptima de las protuberancias óseas sin llegar al límite de fondo.

### Especificaciones Técnicas

| Modelo  | Alto | Medidas (cm) | Peso máximo (kg) |
|---------|------|--------------|------------------|
| C9-3232 | 8 cm | 32 x 32      | 50 kg            |
| C9-3636 | 8 cm | 36 x 36      | 70 kg            |
| C9-3838 | 8 cm | 38 x 38      | 90 kg            |
| C9-4040 | 8 cm | 40 x 40      | 100 kg           |

## Indicaciones de Uso

El **VISCOFLEX PLUS** es ideal para pacientes con riesgo de úlceras por presión, estabilidad frontal deficiente, o aquellos con parálisis total o parcial del tronco o extremidades inferiores. Además, es adecuado para ser utilizado en diversos soportes de sentado sin necesidad de ajustes adicionales.

Gracias a su diseño innovador, este cojín no solo previene las úlceras por presión, sino que también contribuye a una mejor circulación sanguínea y ofrece una comodidad excepcional. Por lo tanto, es una solución excelente para mejorar la calidad de vida de los usuarios.