

## Cojín viscoelástico forma anatómica VISCO FORM - C7



### Cojín viscoelástico forma anatómica VISCO FORM

Descubre el confort y la tecnología avanzada del **Cojín viscoelástico forma anatómica VISCO FORM**, diseñado específicamente para ofrecer una solución eficaz en la prevención de escaras en personas que pasan largos periodos de tiempo sentadas.

Este cojín incorpora una espuma viscoelástica moldeada con efecto de memoria, que no solo adapta su forma al cuerpo para una distribución óptima del peso, sino que además, mejora la circulación sanguínea gracias a la reducción de las presiones transcutáneas. Además, su densidad elevada previene deformaciones y los efectos de hundimiento, ofreciendo una estabilidad y comodidad superior.

### Características destacadas

- Mejor distribución de las presiones: ayuda a reducir el riesgo de escaras, especialmente en la zona isquiática.
- Forma anatómica: proporciona una gran estabilidad y fomenta una postura corporal adecuada.
- Funda de poliuretano: impermeable, transpirable y con base antideslizante, facilita el mantenimiento y aumenta la durabilidad del cojín.
- Protección de la espuma: resiste agresiones externas como desgarros o desmoronamientos.

## Tallas y medidas – Cojín viscoelástico forma anatómica VISCO FORM

Modelo	Medidas	Fundas
C7-4141	41x41x8 cm	1 Funda
C7-4541	45x41x8 cm	1 Funda
C7-4141-2F	41x41x8 cm	2 Fundas
C7-4541-2F	45x41x8 cm	2 Fundas

Por lo tanto, el **Cojín VISCO FORM** no solo es una elección ideal por su tecnología y calidad, sino que también, gracias a sus características únicas, proporciona una experiencia de uso excepcional. Mientras tanto, su diseño anatómico y las fundas de fácil mantenimiento lo convierten en una solución práctica y eficaz para el cuidado diario.