

Cojín viscoelástico postural - C8



Cojín viscoelástico postural

Descubre el confort y la funcionalidad del **Cojín viscoelástico postural**, diseñado especialmente para mejorar la postura y prevenir problemas de salud relacionados con una mala posición al sentarse.

Principales características y beneficios

Este cojín está fabricado con espuma viscoelástica de alta calidad y reforzado con espuma HR, ofreciendo un soporte óptimo y duradero. Gracias a su diseño de cuña invertida, ayuda a mantener una postura adecuada, evitando el deslizamiento hacia adelante y protegiendo de potenciales lesiones. Además, su funda de PU (poliuretano) no solo es transpirable sino también impermeable, lo que garantiza una experiencia de uso confortable y higiénica.

Tallas y medidas del Cojín viscoelástico postural

El **Cojín viscoelástico postural** está disponible en la medida estándar de 44 x 41 cm, adaptándose a la mayoría de sillas y asientos.

Indicaciones y patologías

A menudo recomendado para personas que pasan largas horas sentadas, este cojín es ideal para

prevenir la aparición de úlceras sacro-coxígeas y mejorar la postura. Es una excelente alternativa a las retenciones físicas en cuidados geriátricos, ya que promueve la estabilidad sin sacrificar la comodidad o la dignidad del usuario.

Característica	Descripción
Material	Espuma viscoelástica y espuma HR
Funda	PU (poliuretano) transpirable e impermeable
Medidas	44 x 41 cm
Beneficios	Previene deslizamiento hacia adelante, mejora de la postura

Con el **Cojín**, disfrutarás de una comodidad superior y preservarás tu salud mientras estás sentado. Además, es una solución digna y efectiva para usuarios en entornos de cuidado, ayudando a mantener la estabilidad sin restricciones físicas.