

Colchón de espuma Pharma Plots -



Explora el Confort Innovador con Nuestro Colchón de espuma Pharma Plots

Presentamos nuestro revolucionario Colchón de espuma Pharma Plots, diseñado específicamente para ofrecer un soporte inigualable y una mejora significativa en la salud de la piel, porque cada detalle ha sido pensado cuidadosamente para tu bienestar. Este colchón es ideal para pacientes con riesgo bajo a medio de desarrollar úlceras por presión, gracias a su composición de espuma de poliuretano de Alta Resiliencia (HR).

Calidad y Comodidad Garantizadas

Con una densidad de 37 kg/m³, nuestro colchón no solo proporciona una base firme sino que también asegura una distribución óptima de la presión, lo cual es crucial para la prevención de úlceras. Además, la espuma HR ayuda a reducir la fricción y el cizallamiento, problemas comunes que enfrentan los pacientes encamados durante 10 a 15 horas al día.

Versatilidad en Dimensiones y Coberturas

Disponible en diversas dimensiones, este colchón se adapta a camas de varios tamaños, ofreciendo una flexibilidad excepcional. El Colchón de espuma Pharma Plots, se entrega con funda PHARMATEX PU o sábana bajera Dermalon, ambas diseñadas para promover una mejor higiene y facilidad de mantenimiento.

Especificaciones Detalladas del Colchón de espuma Pharma Plots

Características	Espuma de poliuretano Alta Resiliencia (HR)	37 kg/m ³	Aprox. 10,6 kg
Dimensiones Colchón (cm)	Disponible	Disponible	90, 120, 140
Dimensiones Cama (cm)	200 x [ancho seleccionado]		
Cobertura	Incluida	Opcional	Ver tabla de códigos abajo
Códigos de Producto	Colchón: 04-5083P,	Colchón: 04-5085P,	Colchón: 04-5023P,

	Funda: 04-5083PH	Funda: 05-3085	Funda: 17-17436
--	------------------	----------------	-----------------

Elige nuestro colchón de espuma HR para una experiencia de descanso superior, porque tu comodidad y salud son nuestra prioridad. Adquiérela hoy y siente la diferencia cada noche.