

Colchón de poliuretano Polyplot AD997 - AD997



Descubre el Confort Innovador del Colchón de Poliuretano POLYPLOT AD997

El colchón de poliuretano POLYPLOT AD997 es una solución óptima diseñada para mejorar la calidad del descanso y prevenir la aparición de úlceras por presión. Moldeado en espuma de poliuretano de alta resistencia de 40 kg/m³, este colchón facilita la ventilación entre los bloques independientes, lo que ayuda a mantener la piel seca y favorece su oxigenación.

Optimización del Descanso y Prevención de Úlceras

El uso del colchón POLYPLOT es esencial cuando el confinamiento en cama es inevitable a causa de enfermedades o discapacidades, aumentando el riesgo de úlceras por presión. También es ideal cuando ya se ha desarrollado una úlcera por presión (Estadios 1 y 2 según EPUAP).

Durabilidad y Confort Garantizados

Gracias a su construcción en espuma de alta densidad (40 kg/m³), el colchón POLYPLOT ofrece una flexibilidad duradera y una comodidad excepcional. Además, posee una resistencia superior contra el desgaste externo y el rasgado, asegurando una larga vida útil.

Especificaciones del Colchón de Poliuretano POLYPLOT

Modelo	Ancho	Largo	Alto	Peso máximo	Para camas de
AD997A	87 cm	187 cm	14 cm	130 Kg	90×190 cm

AD997B	87 cm	198 cm	14 cm	130 Kg	90×200 cm
AD997C	113 cm	198 cm	14 cm	270 Kg	120×200 cm

Porque tu comodidad y salud son prioritarias, elige el colchón de poliuretano POLYPLOT. Descubre un descanso reparador y saludable con cada noche de sueño.