


Colchón preventivo de úlceras Epsus - 015-2138



Revolución en el Cuidado de la Salud

con el Colchón Preventivo de Úlceras Epsus

Descubra cómo el **Colchón Preventivo de Úlceras Epsus** redefine la comodidad y la protección en el cuidado de pacientes con riesgo medio a alto de úlceras por presión. Diseñado meticulosamente para ofrecer un soporte óptimo, este colchón es una solución integral que mejora significativamente la calidad de vida de los pacientes encamados durante más de 15 horas al día.

Características Avanzadas para Máxima Protección

El Colchón Preventivo de Úlceras Epsus está equipado con una espuma acolchada de alta resiliencia que reduce efectivamente las fuerzas de cizallamiento. Esta característica es crucial porque alivia los puntos de presión y mejora la circulación sanguínea, disminuyendo así el riesgo de desarrollar úlceras por presión.

Flexibilidad y Comodidad sin Compromisos

Gracias a los módulos extraíbles y a los bordes estabilizadores, este colchón no solo ofrece comodidad sino también flexibilidad y seguridad al levantarse o transferir al paciente. La estructura del colchón se adapta a las distintas zonas anatómicas de riesgo, asegurando una protección personalizada y efectiva.



Teléfono: +34 615 432 242 E-Mail: info@ortopediavalme.com



Especificaciones Técnicas

Características	Datos
Tipo de Colchón	Una pieza o 3 piezas según las necesidades
Densidad	? 34 Kg/m3
Hardness	2.5 kPa (módulos azules), 2,9 kPa (módulos
	blancos), 3,5 kPa (bordes estabilizadores)
Dimensiones del Colchón	90 x 195 cm, altura: 17 cm
Tamaño de la Cama	200 cm x 90 cm
Peso del Colchón	~ 16,4 kg
Masa Volumétrica	35kg/m3
Material	Espuma moldeada de alta resistencia ZYPREX
Configuración	Base única o sustitución de 2 módulos por
	inserto de célula neumática
Láminas	Lámina inferior, lámina superior o lámina
	superior extraíble según el uso

Compromiso con la Sostenibilidad y la Innovación

Comprometidos con la reducción de la huella de carbono y la sostenibilidad, todos los productos Winncare, incluido el **Colchón Preventivo de Úlceras Epsus**, se diseñan y fabrican en Francia. Esto no solo garantiza la alta calidad del producto sino que también apoya el compromiso de la marca con prácticas empresariales responsables y respetuosas con el medio ambiente.

Optar por el **Colchón Preventivo de Úlceras Epsus** es elegir un cuidado avanzado, diseñado para ofrecer el máximo confort y protección a quienes más lo necesitan. Experimente la diferencia con un producto que va más allá de las expectativas tradicionales de cuidado médico.

Ventajas de las Secciones Trapezoidales Flexibles

Las secciones trapezoidales flexibles y móviles del colchón permiten una mejor adaptación a los movimientos del cuerpo, reduciendo el riesgo de desarrollo de úlceras por presión, una causa importante de preocupación en pacientes con movilidad reducida.

Elige el **Colchón Preventivo de Úlceras Epsus** porque ofrece una combinación perfecta de tecnología avanzada y confort personalizado, garantizando una prevención eficaz de úlceras y una adaptabilidad excepcional a cualquier situación de cuidado.



Teléfono: +34 615 432 242 E-Mail: info@ortopediavalme.com