

Colchón preventivo de úlceras ROTAMAT -



Descubre el Confort Innovador del Colchón Preventivo de Úlceras ROTAMAT

El **Colchón preventivo de úlceras ROTAMAT** es la solución definitiva para quienes buscan seguridad y comodidad máxima, especialmente diseñado para pacientes con un riesgo de alto a muy alto de desarrollar una úlcera por presión. Su diseño innovador y materiales de alta calidad garantizan una experiencia superior.

Practicidad y Durabilidad Incomparables

Gracias a su estructura de una pieza y sus guías laterales, el **Colchón preventivo ROTAMAT** ofrece una estabilidad excepcional durante las transferencias. Esto no solo aumenta la seguridad del paciente, sino que también facilita la tarea a los cuidadores.

Confort Excepcional

Una capa de espuma H.R. de alta densidad y elasticidad en el **Colchón preventivo ROTAMAT** asegura una inmersión profunda y confortable, adaptándose perfectamente al cuerpo del usuario para proporcionar un soporte óptimo y reducir los puntos de presión.

Especificaciones Técnicas del Colchón preventivo de úlceras ROTAMAT

Característica	Datos
Tipo	Colchón de una pieza de 4 posiciones

Densidad	40 kg/m ³ y 37 kg/m ³
Peso del colchón	Aprox. 13,7 kg
Dimensiones del colchón	195 x 88 x 16 cm
Tamaño de la cama compatible	200 x 90 cm
Estabilidad	Estabilidad durante las transferencias gracias a las guías laterales

Fabricación Responsable y Sostenible

Todos los productos Winnicare, incluido el **Colchón ROTAMAT**, se diseñan y fabrican en Francia, lo que garantiza una calidad superior y un compromiso continuo con la sostenibilidad y la reducción de la huella de carbono.