

Colchón Viscoelástico Alova VMA62 - VMA62



Explora el Confort Innovador del Colchón Viscoelástico Alova VMA62

Descubre el equilibrio perfecto entre confort y soporte con nuestro Colchón Viscoelástico Alova VMA62, diseñado meticulosamente para ofrecer una experiencia de sueño revitalizante. Este colchón incorpora tecnología avanzada y materiales de primera calidad para asegurar un descanso óptimo y saludable.

Construcción Avanzada de Doble Capa

El Colchón Viscoelástico Alova VMA62 se destaca porque cuenta con una capa superior de 6 cm de espuma viscoelástica, con una densidad superior a 80 kg/m³, montada sobre una base sólida de 8 cm de espuma de poliuretano, con una densidad mayor a 18 kg/m³. Esta combinación asegura una adaptabilidad excepcional al cuerpo, mientras que proporciona un soporte firme y duradero.

Tres Zonas de Firmeza Personalizada

Un diseño innovador divide el colchón en tres zonas de firmeza diferenciada: una zona superior con una firmeza media de 1.7 kPa, una zona sacra más firme de 1.9 kPa, y una zona del talón más suave de 1.5 kPa. Esta estrategia permite una distribución equilibrada del peso y ayuda a reducir las fuerzas de cizallamiento, clave para un descanso reparador.

Opciones de Cubierta Personalizables

Elige entre nuestras cubiertas especializadas para tu Colchón Monobloque. Disponibles en varias configuraciones: Poliuretano PROMUST estándar (PU), Poliuretano de Alta Densidad (PUHD) para mayor durabilidad, y PROMUST Control de Infecciones Cruzadas (CIC) para entornos que requieren higiene elevada.

Especificaciones Técnicas del Colchón

Características	Datos
Capa superior de espuma viscoelástica	6 cm, ≥ 80 kg/m ³
Base de espuma HR	8 cm, > 18 kg/m ³
Zona superior (capacidad de carga)	1.7 kPa

Zona sacra (firmeza)	1.9 kPa
Zona del talón (suavidad)	1.5 kPa
Peso del colchón	Aprox. 14 kg
Dimensiones del colchón	195 x 88 x 14 cm
Superficie para dormir	200 x 90 cm
Cubiertas disponibles	PU, PUHD, CIC

El Colchón Monobloque es más que un simple colchón; es una inversión en tu bienestar. Asegura tus noches de descanso y mejora tu calidad de vida con una solución de sueño que se adapta perfectamente a tus necesidades. ¡Experimenta el cambio y siente la diferencia cada noche!