

## Colchón viscoelástico Combiflex AD954 - AD954



### Descubre el Confort del Colchón Viscoelástico COMBIFLEX AD954

Experimenta un sueño reparador con el Colchón Viscoelástico COMBIFLEX AD954. Diseñado para ofrecer el máximo confort y protección, este colchón es ideal para personas que pasan largos periodos en cama y necesitan prevenir las úlceras de decúbito.

#### Alivio y Comodidad Superiores

La espuma viscoelástica de alta densidad de 80 kg/m<sup>3</sup>, con su efecto memoria, se adapta perfectamente a la forma y al calor del cuerpo. Esto proporciona un moldeado preciso del cuerpo, aumentando la superficie de contacto y reduciendo las presiones transcutáneas en áreas de alto riesgo.

#### Tecnología Avanzada para un Descanso Saludable

El colchón COMBIFLEX viene equipado con una funda integral impermeable y transpirable, fabricada en poliuretano hipoalérgico, con propiedades antibacterianas y antifúngicas, garantizando un entorno de sueño higiénico y saludable.

### Especificaciones Técnicas del Colchón Viscoelástico COMBIFLEX

Características	Datos
Modelo	AD954

Material Principal	Espuma viscoelástica de 80 kg/m <sup>3</sup>
Ancho	90 cm
Largo	200 cm
Alto	15 cm
Funda	Poliuretano hipoalérgico, impermeable y transpirable
Base	Antideslizante

### Beneficios Clave del Colchón COMBIFLEX

Con una base de espuma H.R. de alta densidad, el colchón COMBIFLEX no solo previene la deformación y los efectos de hundimiento, sino que también mejora significativamente la circulación sanguínea y la comodidad durante el sueño.

### Protección y Durabilidad Garantizadas

La cubierta POLYMAILLE® del colchón COMBIFLEX ofrece una protección superior contra líquidos, rasgaduras y desgarros, mientras mantiene un microclima óptimo gracias a su capacidad biextensible y transpirable.

### Beneficios de la Funda POLYMAILLE®

Con su funda integral impermeable y transpirable, fabricada en poliuretano hipoalergénico POLYMAILLE®, este colchón garantiza una protección óptima contra bacterias, hongos y líquidos. Además, la funda es biextensible para reducir las fuerzas de rasgado y desgarro, y cuenta con una base antideslizante y cremallera en tres lados para un manejo sencillo y eficaz.

El Colchón Viscoelástico COMBIFLEX es, sin duda, una inversión en tu salud y comodidad. No solo mejora la calidad del sueño, sino que también cuida de tu piel y circulación sanguínea durante los periodos prolongados de descanso. ¡Experimenta el cambio con COMBIFLEX y transforma tu manera de descansar!