

Colchón viscoelástico Viscoflex AD996 - AD996



Descubre el Confort Innovador del Colchón Viscoelástico VISCOFLEX AD996

Experimenta un descanso revolucionario con el **Colchón Viscoelástico VISCOFLEX AD996**, diseñado específicamente para ofrecer un alivio excepcional y prevenir las úlceras por presión. Ideal para quienes pasan largos periodos en cama debido a enfermedades o discapacidades, este colchón combina tecnología avanzada y materiales de primera calidad para garantizar tu comodidad y salud.

Beneficios Clave del Colchón Viscoelástico VISCOFLEX AD996

El diseño anatómico de nuestro colchón, combinado con la espuma viscoelástica de alta densidad, permite una distribución óptima del peso y reduce las presiones transcutáneas en áreas sensibles. Esto es crucial porque mejora la circulación sanguínea y facilita una recuperación más rápida y efectiva.

Además, la funda integral de poliuretano no solo es hipoalergénica y antibacteriana, sino que también es transpirable e impermeable, lo que asegura un entorno de descanso higiénico y confortable. Sin embargo, su base antideslizante garantiza estabilidad en todo momento.

Características Innovadoras para un Descanso Óptimo

Gracias al inserto de forma anatómica en la zona del sacro, el colchón VISCOFLEX maximiza la superficie de contacto con el cuerpo, lo que resulta en una reducción significativa de las presiones

máximas. Además, los canales de circulación de aire entre los bloques de espuma potencian la oxigenación de la piel, crucial para prevenir la irritación y mejorar la calidad del descanso.

Especificaciones del Colchón Viscoelástico VISCOFLEX

Modelo	Ancho	Largo	Alto	Peso máximo	Para camas de
AD996A	86 cm	187 cm	14 cm	130 Kg	90x190 cm
AD996B	86 cm	199 cm	14 cm	130 Kg	90x200 cm
AD996C	96 cm	197 cm	14 cm	160 Kg	100x200 cm
AD996F	105 cm	197 cm	14 cm	270 Kg	105x200 cm
AD996E	115 cm	197 cm	14 cm	270 Kg	120x200 cm
AD996D	133 cm	197 cm	14 cm	270 Kg	135x200 cm

Opta por la Innovación y el Confort con el Colchón Viscoelástico VISCOFLEX

Elige el Colchón Viscoelástico VISCOFLEX para asegurar un descanso saludable y reparador. Con su tecnología avanzada y diseño ergonómico, este colchón es la elección perfecta para mejorar tu calidad de vida y disfrutar de un sueño tranquilo y restaurador cada noche.