

## Desrotador Tibiofemoral infantil OP1173 - OP1173



### Desrotador Tibiofemoral infantil OP1173

El **Desrotador Tibiofemoral infantil OP1173** es una innovación clave en ortopedia pediátrica, diseñado para mejorar la alineación de los miembros inferiores en niños. Su estructura única integra cinchas elásticas con perlas de silicón, que aplican una tracción espiral desde el pie hasta la cintura, rotando tibia, fémur y cadera de manera eficaz.

### Beneficios Clave y Características

Este dispositivo no solo estabiliza las articulaciones, sino que también aumenta la propiocepción, lo cual es crucial para el correcto desarrollo del esquema corporal del niño. Además, favorece una marcha más funcional y una mejor postura, lo cual es esencial para niños con condiciones neurológicas que afectan su movilidad.

### Indicaciones y Patologías

El **Desrotador Tibiofemoral infantil OP1173** está especialmente recomendado para tratar alteraciones de la marcha en niños con parálisis cerebral infantil, espina bífida y otras afecciones durante el desarrollo embrionario. Además, es apropiado para pacientes con musculatura hipotónica, donde se busca mejorar la autonomía en las actividades diarias y potenciar el equilibrio.

### Tallas y medidas – Desrotador Tibiofemoral infantil OP1173

Talla	Perímetro (cm)	Longitud de Cincha (cm)
0	44-50	120
1	48-55	120
2	52-61	142
3	56-65	164.5
4	62-71	187