

Faja abdominal para ostomizados con orificio - COL-245



Descubre la Comodidad y Seguridad con la Faja Abdominal para Ostomizados con Orificio de Orliman

La faja abdominal para ostomizados con orificio de Orliman ha sido meticulosamente diseñada para ofrecer contención abdominal eficaz, especialmente en la zona del estómago, haciendo de esta una opción ideal para usuarios post-operatorios de colostomías e ileostomías. Con su estructura pensada para el confort y la funcionalidad, esta faja se convierte en un aliado indispensable en tu recuperación y día a día.

Características Superiores para Máximo Soporte

Hecha con un tejido elástico de alta calidad y una pieza rígida indesmallable, esta faja asegura una contención adecuada sin sacrificar la comodidad. Además, está equipada con 8 ballenas flexibles que previenen deformidades y proporcionan un ajuste perfecto alrededor de la zona del estoma.

Ventajas de la Faja Abdominal para Ostomizados con Orificio de Orliman

Este producto no solo está diseñado para ofrecer soporte abdominal, sino que también ayuda a mejorar la postura y a distribuir de manera uniforme la presión en el área afectada, promoviendo una recuperación más rápida y eficiente. La comodidad es clave, y con esta faja, puedes moverte libremente sabiendo que tu zona del estoma está segura y protegida.

Detalles del Producto

Características	COL-245	COL-247	COL-249	COL-165	COL-167	COL-169
Altura (cm)	24	24	24	16	16	16
Ø Estoma (mm)	50	75	90	50	75	90
Tallas	1	2	3	4	Especial	Especial
Perímetro Trocater (cm)	75-85	85-95	95-105	105-120	Especial	Especial
Color	Beige	Beige	Beige	Beige	Beige	Beige

Elige la Faja Abdominal para Ostomizados con Orificio de Orliman

Opta por una solución que ofrece no solo soporte y seguridad, sino también comodidad y adaptabilidad. Ya sea que estés en el proceso de recuperación o en busca de una solución a largo plazo para el manejo de tu condición, esta faja proporciona una contención confiable y discreta. Adquiere la tuya y experimenta la diferencia con Orliman.