

Faja De Contención Lumbar - T-420



FAJA DE CONTENCIÓN LUMBAR

Descubre la comodidad y el soporte superior con la **FAJA DE CONTENCIÓN LUMBAR**. Diseñada especialmente para proporcionar una fuerte sujeción y ajuste, esta faja es ideal para quienes sufren de síntomas lumbares y buscan una prevención efectiva de lesiones de espalda.

Características y Beneficios

Fabricada en lycra transpirable, esta faja ofrece una contención excepcional mientras permite una adecuada ventilación. Además, incluye cuatro ballenas posteriores que aseguran un soporte firme y estable. El doble tensor ajustable permite personalizar el nivel de tensión, optimizando la comodidad y efectividad. Además, el pasador digital facilita su colocación, lo que la hace aún más práctica.

Tallas y medidas – FAJA DE CONTENCIÓN LUMBAR

Talla	Perímetro de trocánter en cm
1	70-87
2	87-104
3	104-122
4	122-140

Indicaciones y Uso

La **FAJA DE CONTENCIÓN LUMBAR** es particularmente útil para la profilaxis laboral y la prevención de lesiones de espalda en situaciones de esfuerzo. Es recomendada para personas con lumbalgia o aquellos que realizan actividades que exigen esfuerzo físico continuado. Su uso regular puede ayudar a aliviar los síntomas y mejorar la calidad de vida.

Además, esta faja es ajustable y se puede personalizar aún más con la adición de tirantes, según las necesidades y preferencias del usuario. Por lo tanto, es una solución versátil y eficaz para una amplia gama de usuarios.

<https://www.orliman.com/wp-content/uploads/SnapInsta.io-Faja-de-Contencio?n=Lumbar-T-420.mp4>