

Faja Pantalón Con Refuerzo Lumbar Pantbrace® - PF010



FAJA PANTALÓN CON REFUERZO LUMBAR PANTBRACE®

Descubre la comodidad y el soporte que ofrece la **FAJA PANTALÓN CON REFUERZO LUMBAR PANTBRACE®**, diseñada específicamente para proporcionar un control óptimo de la pared abdominal y un apoyo lumbar excepcional. Esta faja es ideal para aquellos que sufren de lumbalgia o que han pasado por procedimientos quirúrgicos del abdomen.

Características y Beneficios

Confeccionada con un tejido de alta elasticidad, la **FAJA PANTALÓN CON REFUERZO LUMBAR PANTBRACE®** asegura una adaptabilidad perfecta al cuerpo. Su doble sistema de cierre, que combina cremallera y corchetes, facilita su colocación y ajuste según las necesidades individuales. Además, está equipada con ballenas que fortalecen la estructura de la faja, proporcionando un soporte sólido pero cómodo para la espalda.

En la parte posterior, cuenta con una almohadilla de compresión lumbosacra que, junto con el soporte lumbar/elástico externo, actúa como un corsé. Este diseño ayuda a reducir la hiperlordosis, realineando la curva fisiológica de la columna y optimizando las cargas sobre las vértebras, lo que resulta en una significativa descompresión de los discos intervertebrales.

Tallas y Medidas | Faja Pantalón Con Refuerzo Lumbar Pantbrace®

Talla	Medida CM	Altura Frontal A (cm)
-------	-----------	-----------------------

1	95-100	31
2	100-105	31.5
3	105-110	32
4	110-115	32.5
5	115-121	33

Indicaciones de Uso

Esta faja es especialmente útil para personas con tejido muscular flácido, presentando condiciones como abdomen péndulo prominente o caída de glúteos. También es ideal para el tratamiento postquirúrgico de la pared abdominal, proporcionando un soporte que ayuda a acelerar el proceso de recuperación y minimizar molestias.

Además, su diseño pensado para evitar roces molestos en la cara interna de los muslos la convierte en una opción excelente para el uso diario, garantizando comodidad y eficacia en el control y soporte del área lumbar y abdominal.