


Faja Sacrolumbar Abdomen Péndulo - 6214



Faja Sacrolumbar Abdomen Péndulo

Descubre la comodidad y el soporte superior con la **Faja Sacrolumbar Abdomen Péndulo** de Orliman, diseñada específicamente para ofrecer una contención robusta y un apoyo efectivo en la zona dorsolumbar.

Características Únicas y Beneficios

Esta faja está confeccionada con un tejido tricapa (algodón, espuma, poliéster), semirrígido y transpirable, que garantiza una máxima transpiración. Su sistema de cierres de fácil adaptación permite un ajuste personalizado a través de velcro, optimizando el confort durante su uso prolongado. Además, las bandas elásticas incorporadas permiten regular la tensión aplicada selectivamente a cada zona, adaptándose a diversas necesidades y movimientos.

Soporte y Comodidad Mejorados

Equipada con solapas laterales para una colocación sencilla, la **Faja Sacrolumbar Abdomen Péndulo** también cuenta con refuerzos posteriores a través de 4 ballenas, dos de las cuales son extraíbles, permitiendo ajustar la rigidez y forma según sea necesario. Las ballenas delanteras adicionales brindan mayor consistencia y sujeción en el área abdominal, ideal para abdómenes prominentes.

Indicaciones de Uso



Teléfono: +34 615 432 242 E-Mail: info@ortopediavalme.com



Es perfecta para el manejo de lumbalgias, procesos degenerativos, debilidad y atonía muscular, hernias discales, y para uso postoperatorio. Su diseño anatómico y las características ajustables hacen de esta faja una excelente opción para mejorar la calidad de vida diaria.

Tallas Disponibles y Medidas

La Faja Sacrolumbar Abdomen Péndulo está disponible en varias tallas que se adaptan a un amplio rango de medidas del perímetro abdominal:

Talla 1: 90-100 cm
Talla 2: 100-110 cm
Talla 3: 110-120 cm
Talla 4: 120-132 cm
Talla 5: 132-144 cm

Características	90-100 cm	100-110 cm	110-120 cm	120-132 cm	132-144 cm
Material	Algodón,				
	Espuma,				
	Poliéster				
Color	Beige				
Indicaciones	Lumbalgias,				
	Hernias				
	discales,				
	Postoperatorio				
Refuerzos	4 ballenas, 2				
	extraíbles				

Adquiere tu Faja para Abdomen Péndulo hoy y experimenta el alivio y soporte que necesitas para continuar con tu vida diaria con mayor comodidad y seguridad.



Teléfono: +34 615 432 242 E-Mail: info@ortopediavalme.com