

Faja Sacrolumbar Con Almohadilla Unisex - 9201 / 9203



Faja Sacrolumbar Con Almohadilla Unisex

Descubre el equilibrio perfecto entre confort y soporte con la **Faja Sacrolumbar Con Almohadilla Unisex**. Diseñada meticulosamente para aliviar el dolor y mejorar la postura.

Características y Beneficios

Esta faja está confeccionada en tejido elástico de punto tridimensional transpirable, lo que garantiza una óptima ventilación y comodidad durante su uso. Además, incluye una almohadilla lumbar viscoelástica con 38 botones para micromasaje, ofreciendo un efecto analgésico vertebral significativo.

Por otro lado, el modelo semirrígido incorpora 4 ballenas semirrígidas en la parte trasera para mejorar la contención y estabilidad. Estas características hacen que nuestras fajas no solo sean eficaces, sino también extremadamente cómodas de llevar.

Tallas y medidas – Faja Sacrolumbar Con Almohadilla Unisex

Talla	Perímetro CM
1	70-80
2	80-90
3	90-100
4	100-110

5	110-120
6	122-135

Indicaciones Médicas

La versión con almohadilla es ideal para lumbalgias y dolor crónico lumbar asociado a degeneración, además de insuficiencia muscular y ligamentosa. Es perfecta, además, para prevenir lesiones durante actividades deportivas. Mientras tanto, el modelo semirrígido es recomendado para casos de lumbago, lumbociática y procesos degenerativos. Ambos modelos son adecuados para tratamientos pre y postquirúrgicos.

Cada faja ofrece no solo soporte lumbar, sino también una mejora notable en la calidad de vida gracias a su diseño innovador y materiales de alta calidad. Equilibrio perfecto entre funcionalidad y confort, la **Faja Sacrolumbar Unisex** es tu aliada ideal para enfrentar el día a día sin dolor.