

## Faja Sacrolumbar Con Tensores Doble Sistema - OPL161/OPL163



### Faja Sacrolumbar Con Tensores Doble Sistema

Descubre la innovación y el soporte que ofrece la Faja Sacrolumbar Con Tensores Doble Sistema, diseñada específicamente para proporcionar un alivio eficaz y una mejora en tu postura diaria. Esta faja es ideal para aquellos que sufren de condiciones como lumbalgia y hernia discal.

### Características y Beneficios

Esta faja ortopédica cuenta con un sistema de cierre anterolateral, lo que permite un ajuste perfecto y personalizado. Además, está equipada con refuerzos verticales semirrígidos en la zona anterior y refuerzos de acero en la zona posterior, ofreciendo una compresión adecuada y un soporte robusto. Por lo tanto, no solo ayuda a reducir la carga sobre las vértebras y discos intervertebrales, sino que también mejora la sensibilidad propioceptiva.

Los dos sistemas de tensores incluyen cuatro cinchas semirrígidas y dos bandas de estiramiento unidireccional, que trabajan juntos para controlar y soportar el volumen abdominal. Además, estos tensores facilitan la elevación del paquete abdominal, proporcionando un soporte adicional y mejorando notablemente la postura.

### Tallas y Medidas Faja Sacrolumbar Con Tensores Doble Sistema

| Talla | Perímetro CM |
|-------|--------------|
| 1     | 132-142      |
| 2     | 142-152      |
| 3     | 152-162      |
| 4     | 162-172      |

## Indicaciones y Patologías

La **FAJA CON DOBLE SISTEMA DE TENSORES** está recomendada para varios problemas y condiciones de salud, incluyendo lumbalgia, lumbociática, hernia discal, espondilolisis, y espondiloartrosis. Además, es ideal para el tratamiento postquirúrgico y postraumático de la zona lumbar, porque proporciona una estabilización necesaria durante la recuperación.