

Faja Sacrolumbar Elite Duo Semirrígida Lumbitron - LTG-375



Faja sacrolumbar Elite Duo

Descubre la comodidad y el soporte superior con la **FAJA SACROLUMBAR ELITE DUO SEMIRRÍGIDA LUMBITRON**. Diseñada para ofrecer alivio y estabilidad en casos de lumbalgia, hernias discales y más, esta faja es ideal para quienes requieren un soporte firme pero cómodo en la región lumbar.

Características y Beneficios

Esta ortesis está confeccionada con material multibanda transpirable que proporciona una compresión uniforme. Además, está diseñada sin costuras, lo que evita rozamientos y mantiene la compresión sobre la superficie del paciente. Reforzada con 4 ballenas de acero flexible en la zona lumbar y 2 ballenas flexibles en la cara anterior para una mayor sujeción abdominal.

Tallas y Medidas – Faja Sacrolumbar Elite Duo Semirrígida Lumbitron

Talla	Perímetro CM
1	75-85
2	85-95
3	95-105
4	105-115

Indicaciones de Uso

La FAJA ELITE DUO es recomendada para tratar diversas condiciones como lumbalgia, lumbociática, procesos degenerativos, atonía y debilidad muscular. Además, es ideal para tratamientos pre y post-quirúrgicos, espondilolisis y espondiloartrosis.

Experimenta el soporte que necesitas y mejora tu calidad de vida con esta faja avanzada. No solo te ayudará a aliviar el dolor, sino que también contribuirá a mejorar tu postura y prevenir futuras complicaciones. Ideal para tu día a día o para recuperarte de intervenciones quirúrgicas, la FAJA ELITE DUO es la elección perfecta para mantener tu torso soportado y cómodo.