

## Faja Sacrolumbar Semirrígida EV200 Corta - EV-200



### Faja Sacrolumbar Semirrígida EV200 Corta

Descubre cómo la Faja Sacrolumbar Semirrígida EV200 Corta proporciona un soporte excepcional gracias a su diseño innovador y materiales de alta calidad. Diseñada específicamente para aliviar el dolor de condiciones como lumbago y ciática, esta faja es ideal para aquellos que requieren una contención lumbar superior.

### Características y Beneficios

La **FAJA SACROLUMBAR** está fabricada con un material elástico altamente resistente, ofreciendo un 50% más de compresión que otros productos del mercado, lo que aumenta significativamente la contención lumbar. Al no utilizar costuras con hilos, evita rozamientos molestos, asegurando comodidad durante todo el día.

Además, su diseño facilita la colocación, incluso para personas con dificultades o pacientes geriátricos, gracias a los pasadores prácticos que incluye. El tacto suave de la faja en contacto con la piel y su perfecta adaptación anatómica permiten un uso cómodo y prolongado sin irritaciones.

### Indicaciones de Uso

Esta faja es recomendada para una variedad de condiciones y situaciones, incluyendo lumbago, lumbociática, procesos degenerativos, atonía y debilidad muscular, así como para tratamientos pre

y post-quirúrgicos. Es especialmente efectiva para el manejo del dolor asociado a hernia discal y espondiloartrosis.

## Tallas y Medidas | Faja Sacrolumbar Semirrígida EV200 Corta

Talla	Perímetro Trocater (cm)
1	63-75
2	75-83
3	83-91
4	91-99
5	99-107
6	107-115
7	115-123
8	123-131
9	131-139
10	139-147

Opta por la **FAJA SACROLUMBAR SEMIRRÍGIDA CORTA** para mejorar tu calidad de vida y manejar eficazmente el dolor lumbar. Porque tu bienestar es nuestra prioridad, confía en la calidad y eficacia de nuestros productos.