

Grúa eléctrica Aupa Mini - Aupa Mini



Descubre la Grúa Eléctrica Aupa Mini: Tu Aliado Perfecto en Cuidado y Movilidad

La **Grúa Eléctrica Aupa Mini** es una herramienta esencial diseñada para facilitar la vida tanto a cuidadores como a pacientes, proporcionando una solución segura y eficaz para el traslado y movilización de personas con movilidad reducida. Su diseño innovador y características avanzadas hacen de esta grúa un dispositivo indispensable en cualquier entorno de cuidados.

Características y Beneficios de la Grúa Eléctrica Aupa Mini

Compacta y fácil de manejar, la **Grúa para enfermos Aupa Mini** está especialmente diseñada para funcionar en espacios reducidos, garantizando un traslado seguro y sin esfuerzo del usuario. Además, su sistema de plegado 'Quick Release' facilita su almacenamiento y transporte, haciendo de la movilidad una tarea cómoda y sin complicaciones.

Equipada con ruedas traseras con freno y una percha de cuatro puntos, esta grúa ofrece una estabilidad excepcional, mientras que el arnés incluido asegura al paciente de manera óptima durante todo el proceso de elevación. Por otro lado, su sistema de apertura y cierre de patas mediante pedal permite ajustar fácilmente la base de la grúa para mayor accesibilidad y seguridad.

Especificaciones Técnicas de la Grúa Eléctrica Aupa Mini

Características	Datos Aúpa Mini	Datos Aúpa XL
-----------------	-----------------	---------------

Ancho total (patas regulables)	50 – 87 cm	60 – 78,5 cm
Apertura total	40 – 78 cm	50 – 69 cm
Profundidad total	104 cm	108 cm
Alto total	129 – 185,5 cm	130 – 183,5 cm
Alto del arnés al suelo	60 – 167 cm	59 – 163 cm
Peso total	39,90 kg	42,90 kg
Peso máximo soportado	150 kg	180 kg
Potencia del motor	24 V – 8000N	24 V – 8000N
Batería	10 Ah	10 Ah

La **Grúa para enfermos Aupa Mini** no solo ofrece seguridad y comodidad, sino que también proporciona una manera digna de mantener la movilidad de las personas que más lo necesitan. Es la opción ideal para hospitales, residencias y el cuidado domiciliario, porque facilita la labor de los cuidadores y mejora significativamente la calidad de vida de los pacientes.

Invirtiendo en la **Grúa para enfermos Aupa Mini**, te aseguras de que el traslado y la movilidad sean siempre seguros, cómodos y efectivos. Ideal para enfrentar los desafíos diarios del cuidado a personas con movilidad reducida.