

## Grúa eléctrica Eclipse 135 - 56GR3ELEC135



### Características de la Grúa eléctrica Eclipse 135, Arnés incluido.

Descubre la Grúa eléctrica Eclipse 135, diseñada para ofrecer un traslado cómodo y seguro con el máximo espacio para el usuario. Esta grúa es ideal para su uso en hospitales, residencias y hogares, porque proporciona una gran estabilidad y amplitud. Sin embargo, su capacidad para descender hasta recoger al usuario desde el nivel del suelo la hace excepcionalmente versátil.

### Diseño y Maniobrabilidad

Equipada con ruedas dobles de Ø100mm, dos de ellas con freno, la Grúa eléctrica Eclipse 135 permite una maniobrabilidad sin esfuerzo. Su giro fácil y sistema anti-hilos facilitan la entrada debajo de camas y otros muebles, mientras que su base compacta es adecuada incluso para los espacios más estrechos. Además, su nueva palanca ergonómica mejora la experiencia de uso.

### Seguridad y Confiabilidad

La seguridad es primordial en la Grúa eléctrica Eclipse 135. Equipada con un actuador eléctrico y un sistema de seguridad para casos de fallo de alimentación, esta grúa incluye un botón de emergencia y una opción de bajada anti-pánico mecánica. Por lo tanto, puedes confiar en que es una opción segura para el cuidado del paciente.

### Opciones de Modelos y Accesorios

La línea Eclipse ofrece modelos que soportan diferentes pesos máximos: desde 135 kg hasta 220 kg, adaptándose a una variedad de necesidades. Los modelos Eclipse 180 Plus y Eclipse 220 destacan por su sistema eléctrico 10.000N y batería destacable. Además, opciones como la apertura eléctrica de patas y escalas están disponibles, permitiendo una personalización según las necesidades específicas.

Características	Datos
Capacidad de Peso	135Kg (Eclipse 135), 150Kg (Eclipse 150), 180Kg (Eclipse 180/ Eclipse 180 Plus), 220Kg (Eclipse 220)
Ruedas	Dobles de Ø100mm, 2 con freno, anti-hilos
Baterías	2 baterías de 12V 2,9Ah, autonomía para 40 ciclos
Sistema de Seguridad	Actuador eléctrico, sistema de fallo de alimentación, botón de emergencia, bajada anti-pánico mecánica
Opciones Adicionales	Apertura eléctrica de patas, escala, batería adicional (modelos específicos)

### Nota Importante

Es importante mencionar que el arnés se adquiere por separado, lo que permite a cada usuario seleccionar el modelo que mejor se adapte a sus necesidades específicas.