

Grúa eléctrica Eclipse 150 - 56GR3ELEC150



Descubre la Grúa Eléctrica Eclipse 150: Innovación y Seguridad en Cada Detalle

La **Grúa eléctrica Eclipse 150** está diseñada para ofrecer un traslado cómodo y seguro, para el usuario y el cuidador.

Su capacidad para descender hasta el nivel del suelo facilita la recogida del usuario con total seguridad.

Estabilidad Superior y Fácil Manejo

Con ruedas dobles de 100mm de Ø , dos de ellas con freno, esta grúa permite un giro fácil y seguro.

La **Grúa eléctrica Eclipse 150** es ideal para maniobrar en espacios estrechos gracias a su base compacta, lo hace incluso en recodos complicados, garantizando una movilidad sin esfuerzo.

Ergonomía y Montaje Rápido de la

Grúa Eléctrica Eclipse 150

Equipada con una nueva palanca ergonómica, la **Grúa Eclipse 150** se monta en menos de un

minuto, lo que permite una asistencia rápida y eficaz.

Cuenta con un actuador eléctrico, botón anti-pánico de emergencia para que en casos de fallo de alimentación, pueda bajar de forma mecánica para garantizar siempre la máxima seguridad.

Especificaciones Técnicas y Opciones Avanzadas

La grúa es robusta y fiable y cuenta con un peso máximo de usuario de 150Kg, adecuada para una amplia variedad de necesidades como apertura eléctrica de patas.

Características	Datos
Longitud total	95cm
Ancho con patas cerradas	44,8cm
Ancho con patas abiertas	83,9cm
Ancho exterior con patas cerradas	55,2cm
Ancho exterior con patas abiertas	98,5cm
Altura mínima de elevación	89,9cm
Altura máxima de elevación	175cm
Peso	49Kg
Peso máximo del usuario	150Kg

La **Grúa Eclipse 150** representa una solución integral para la movilidad y el cuidado, combinando tecnología de punta, seguridad y confort para usuarios y cuidadores. Elije Eclipse 150 porque tu comodidad y seguridad son nuestra prioridad.