

## Grúa eléctrica Eclipse 150 - 56GR3ELEC150



### Descubre la Grúa Eléctrica Eclipse 150: Innovación y Seguridad en Cada Detalle

La **Grúa eléctrica Eclipse 150** está diseñada para ofrecer un traslado cómodo y seguro, para el usuario y el cuidador.

Su capacidad para descender hasta el nivel del suelo facilita la recogida del usuario con total seguridad.

#### Estabilidad Superior y Fácil Manejo

Con ruedas dobles de 100mm de Ø , dos de ellas con freno, esta grúa permite un giro fácil y seguro.

La **Grúa eléctrica Eclipse 150** es ideal para maniobrar en espacios estrechos gracias a su base compacta, lo hace incluso en recodos complicados, garantizando una movilidad sin esfuerzo.

#### Ergonomía y Montaje Rápido de la

### Grúa Eléctrica Eclipse 150

Equipada con una nueva palanca ergonómica, la **Grúa Eclipse 150** se monta en menos de un

minuto, lo que permite una asistencia rápida y eficaz.

Cuenta con un actuador eléctrico, botón anti-pánico de emergencia para que en casos de fallo de alimentación, pueda bajar de forma mecánica para garantizar siempre la máxima seguridad.

## Especificaciones Técnicas y Opciones Avanzadas

La grúa es robusta y fiable y cuenta con un peso máximo de usuario de 150Kg, adecuada para una amplia variedad de necesidades como apertura eléctrica de patas.

| Características                   | Datos  |
|-----------------------------------|--------|
| Longitud total                    | 95cm   |
| Ancho con patas cerradas          | 44,8cm |
| Ancho con patas abiertas          | 83,9cm |
| Ancho exterior con patas cerradas | 55,2cm |
| Ancho exterior con patas abiertas | 98,5cm |
| Altura mínima de elevación        | 89,9cm |
| Altura máxima de elevación        | 175cm  |
| Peso                              | 49Kg   |
| Peso máximo del usuario           | 150Kg  |

La **Grúa Eclipse 150** representa una solución integral para la movilidad y el cuidado, combinando tecnología de punta, seguridad y confort para usuarios y cuidadores. Elije Eclipse 150 porque tu comodidad y seguridad son nuestra prioridad.