

Grúa eléctrica Eclipse 180 - 56GR3ELEC175



Descubre la Grúa Eléctrica Eclipse 180: Comodidad y Seguridad en Cada Uso

La **Grúa eléctrica Eclipse 180** se ha diseñado pensando en la movilidad y la seguridad del paciente, porque ofrece una combinación perfecta de funcionalidad y facilidad de uso. Equipada con un sistema de motorización autónoma, esta grúa es ideal para maniobrar a través de puertas y moverse por toda la casa sin problema, incluso en las esquinas más estrechas.

Estabilidad y Fácil Manejo

Gracias a su diseño inteligente, la **Grúa Eclipse 180** garantiza una estabilidad superior y un manejo fácil. Este equipo permite elevar al paciente desde el suelo con un esfuerzo mínimo, porque está dotado de ruedas que facilitan su desplazamiento en cualquier tipo de superficie interior.

Seguridad y Confort Avanzados

Para asegurar tanto el confort como la seguridad del usuario, la grúa está equipada con todos los dispositivos necesarios. Incluye un freno de emergencia automático que actúa de manera instantánea en caso de necesidad, lo que otorga una tranquilidad completa tanto para el paciente como para el cuidador.

Especificaciones Técnicas

Características	Datos
-----------------	-------

Peso máximo de elevación	180kg
Longitud	110cm
Altura máxima	175cm
Altura mínima	70cm
Anchura con patas cerradas	66cm
Anchura con patas abiertas	110cm
Autonomía de baterías	Gran autonomía

Fácil Montaje y Transporte

Una de las grandes ventajas de la **Grúa eléctrica Eclipse 180** es su fácil montaje, porque se puede ensamblar en menos de un minuto sin herramientas. Además, es ligera y fácil de desmontar, lo que facilita su transporte y almacenamiento, garantizando que siempre estará lista cuando la necesite.

Elige la **Grúa eléctrica Eclipse 180** para una solución eficiente y segura en el cuidado de tus seres queridos. Su diseño, funcionalidad y características de seguridad proporcionan una experiencia de uso excepcional, porque cada detalle ha sido cuidadosamente pensado para mejorar la calidad de vida tanto de pacientes como de cuidadores.