

Grúa eléctrica Vulcan con arnés - VULKAN MINI



Descubre la Innovación en Movilidad: Grúa eléctrica Vulcan con arnés

La **Grúa eléctrica Vulcan con arnés** es tu aliada perfecta para garantizar una transferencia segura y confortable de pacientes, desde la cama hasta un sofá, una silla de ruedas o cualquier otro destino deseado. Este dispositivo no solo facilita el cuidado diario sino que además proporciona una experiencia libre de esfuerzos gracias a su diseño intuitivo y fácil de manejar.

Almacenamiento y Manejo Simplificado

Gracias al sistema de plegado rápido de la **Grúa eléctrica Vulcan con arnés**, almacenarla es sumamente sencillo y no ocupa mucho espacio en el hogar. Además, su estructura desmontable en dos partes facilita su transporte y almacenamiento, convirtiéndola en una solución práctica y eficiente para cualquier entorno.

Seguridad y Confiabilidad

Construida en acero de alta resistencia, la grúa es robusta y confiable. Cuenta con un botón de parada de emergencia y un sistema de bajada de emergencia, asegurando la protección del usuario en todo momento. Las ruedas traseras incluyen frenos para estabilidad adicional durante el uso.

Confort durante el traslado

El arnés incluido está diseñado para ofrecer el máximo confort, ayudando a prevenir molestias y escaras durante el traslado. El sistema de percha giratoria a 360° permite una movilidad completa, facilitando la operación en diferentes ángulos y posiciones.

Especificaciones Técnicas

Características	Datos
Peso máximo usuario	150 kg
Arnés incluido	Sí
Mando a distancia	Sí
Botón de parada de emergencia	Sí
Sistema de bajada de emergencia	Sí
Desmontable	Sí (base+brazo+controlador)
Plegable	Sí
Longitud	95 cm
Anchura exterior patas	53 cm
Altura máxima percha	168 cm
Diámetro ruedas traseras con freno	10 cm
Percha giratoria 360°	Sí
Certificado CE producto sanitario	CE 2017/745
Normas	ISO9001 y ISO13485

Ofreciendo una combinación perfecta de funcionalidad, seguridad y confort, la **Grúa eléctrica Vulcan con arnés** es la solución ideal para facilitar las tareas de cuidado diario, asegurando un traslado seguro y cómodo para todos los usuarios. No renuncie a la calidad y eficiencia en el cuidado de sus seres queridos.