


Liner tibial de silicona con pin - LI1001-LI1002



Liner tibial de silicona con pin

Liner tibial de silicona con pin, diseñado meticulosamente por Orliman, es la respuesta ideal para pacientes con amputaciones tibiales que buscan un equilibrio perfecto entre resistencia y confort. Este producto, fabricado en silicona médica de alta calidad, está específicamente diseñado para adaptarse a las necesidades y actividades del usuario.

Características Innovadoras

El liner con pin destaca por su matriz de 10 cm que actúa como método estabilizador de los tejidos blandos distales. Además, cuenta con un paraguas distal ingeniosamente diseñado para distribuir las fuerzas uniformemente en toda la superficie, asegurando así una mayor comodidad y efectividad. Su orificio roscado universal permite la fácil adaptación a todo tipo de sistemas de suspensión, lo que lo convierte en una opción versátil y funcional.

Indicaciones y Beneficios

Este producto está especialmente indicado para pacientes con amputaciones tibiales. Gracias a su diseño innovador y a la calidad de los materiales utilizados, el liner proporciona un notable incremento en la estabilidad y la comodidad, lo que resulta en una mejora significativa en la calidad de vida del usuario. Además, las diferentes densidades disponibles permiten personalizar el liner según la actividad específica del paciente, ofreciendo así una solución a medida.

Tallas Disponibles del liner tibial de silicona con pin

El Liner tibial de silicona con pin está disponible en una amplia gama de tallas: 20, 22, 23.5, 25, 26.5, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40. Esta variedad asegura que cada usuario encuentre la medida perfecta para su necesidad específica, maximizando así la funcionalidad y el confort del liner.

Talla	Características
20 – 40	Diferentes densidades según actividad, matriz de 10 cm, paraguas distal, orificio roscado universal.

Descargas y Soporte

Para mayor conveniencia, Orliman ofrece la opción de descargar catálogos y manuales de instrucciones directamente desde su sitio web. Estos recursos son extremadamente útiles para entender completamente las capacidades y el uso correcto del liner tibial, garantizando así la máxima eficacia del producto.