


Muñequera férula palmar ambidiestra - M760/M660



MUÑEQUERA INMOVILIZADORA CON FÉRULA PALMAR AMBIDIESTRA

Muñequera férula palmar ambidiestra confeccionada con materiales transpirables de última generación, diseñada para ofrecer sujeción, estabilización e inmovilización óptima de la muñeca. Ideal para condiciones post-traumáticas, post-operatorias, secuelas dolorosas e inflamatorias, inestabilidad y rehabilitación.

Características Avanzadas – Muñequera férula palmar ambidiestra

Esta muñequera está equipada con un triple sistema inmovilizador: una férula palmar de aluminio maleable y pletinas medio-laterales para una adaptación perfecta. Su diseño bilateral permite su uso tanto en la mano izquierda como en la derecha, mejorando así su versatilidad y funcionalidad.

Indicaciones y Efectos

Porque la muñequera está indicada principalmente para la inmovilización de la muñeca, es especialmente efectiva para tratar patologías como la artritis reumatoide y la artrosis de la mano. Además, proporciona un soporte firme pero cómodo que alivia las condiciones dolorosas e inflamatorias.

Opciones de Tallas y Colores



Teléfono: +34 615 432 242 E-Mail: info@ortopediavalme.com



Disponible en dos tallas que se ajustan a un perímetro de muñeca de 14-18 cm y 18-22 cm, asegurando así un ajuste personalizado. Los modelos M760 y M660 vienen en colores atractivos como gris con naranja y beige, respectivamente, lo que permite elegir según las preferencias personales.

Facilidad de Uso – Muñequera férula palmar ambidiestra

Gracias a su nuevo sistema de cierre y ajuste, que incluye una cincha de antebrazo y cierre de muñeca con microgancho, esta muñequera se ajusta de manera eficaz tanto en la muñeca como en la mano. Esto facilita un uso confortable y prolongado, sin sacrificar la efectividad del soporte.

Característica	Gris y Naranja	Beige
Tallas Disponibles	14-18 cm, 18-22 cm	14-18 cm, 18-22 cm
Material	Tricapa: foam, velour, espuma	
Indicaciones	Artritis reumatoide, artrosis de	
	la mano, inmovilización post-	
	traumática, rehabilitación	



Teléfono: +34 615 432 242 E-Mail: info@ortopediavalme.com