

Ortesis Funcional De Rodilla Con Control De Flexo-extensión - OCR200D/OCR200I



Características Clave de la Ortesis Funcional De Rodilla Con Control De Flexo-extensión Ocr200

La **Ortesis Funcional De Rodilla Con Control De Flexo-extensión Ocr200** es una solución avanzada para la estabilización y recuperación de lesiones en la rodilla. Fabricada con aluminio de perfil bajo y ligero, esta ortesis incorpora articulaciones policéntricas dinámicas que permiten un control preciso de la flexión y extensión. Además, está equipada con un forro interior antideslizante que maximiza la comodidad y protege durante el uso continuo.

Control y Comodidad Mejorados

Las articulaciones de la **Ortesis Funcional De Rodilla Con Control De Flexo-extensión Ocr200** incluyen almohadillas condilares con cámara de aire, se adapta perfectamente a la forma de la rodilla, proporcionando un soporte excepcional sin comprometer la movilidad.

El sistema de regulación mediante cuñas de acero cincado permite ajustar la ortesis a diferentes grados de limitación, tanto en flexión como en extensión, asegurando así una recuperación adaptada a tus necesidades.

Adaptabilidad y Fácil Uso

El diseño de las pletinas medio laterales ofrece una adaptación individualizada al contorno de cada usuario, mientras que el sistema de sujeción mediante cinchas regulables facilita un ajuste perfecto.

Las almohadillas antideslizantes integradas en las cinchas garantizan que la ortesis permanezca en su lugar, evitando deslizamientos y proporcionando una estabilidad adicional durante el movimiento.

Indicaciones de Uso

Esta ortesis está indicada principalmente para lesiones de ligamentos colaterales, como roturas o para el tratamiento conservador de las inestabilidades de lesiones combinadas de rodilla.

Es ideal como tratamiento post-quirúrgico en cirugías de ligamentos (LCA y LCD), ayudando a controlar la movilidad y a estabilizar la articulación durante el proceso de recuperación.

Tallas Disponibles

de la Ortesis Funcional De Rodilla Con Control De Flexo-extensión

Disponible en varias tallas que se ajustan a un amplio rango de medidas de perímetro de rodilla, asegurando un ajuste adecuado para diferentes usuarios:

- Talla 1: 34-41 cm
- Talla 2: 41-48 cm
- Talla 3: 48-55 cm
- Talla 4: 55-62 cm
- Talla 5: 62-69 cm

Característica	Datos
Material	Aluminio de perfil bajo, ligero
Articulaciones	Policéntricas dinámicas con almohadillas condilares
Regulación	Cuñas de acero cincado, graduable
Forro	Interior antideslizante
Rango de Limitación	Extensión: 0°, 10°, 20°, 30°, 40° / Flexión: 45°, 60°, 75°, 90°
Indicaciones	Lesiones de ligamentos, tratamiento post-quirúrgico
Color	Negro
Tallas	1, 2, 3, 4, 5

Elige la **Ortesis Funcional De Rodilla Con Control De Flexo-extensión Ocr200** para un soporte robusto y confiable que te ayudará a moverte con confianza y comodidad.