

Ortesis Funcional De Rodilla Con Control De Flexo-extensión - OCR100D/OCR100I



Características Avanzadas de La Ortesis Funcional De Rodilla Con Control De Flexo-extensión Ocr100

La Ortesis Funcional De Rodilla Con Control De Flexo-extensión Ocr100 está diseñada para ofrecer un soporte excepcional en la articulación de la rodilla. Fabricada con aluminio de perfil bajo y ligero, esta ortesis incluye articulaciones policéntricas dinámicas que permiten un control preciso de la flexión y extensión. Además, el forro interior antideslizante asegura tanto confort como protección durante su uso.

Control y Comodidad Mejorados

Las articulaciones de la Ortesis Funcional Ocr100 están equipadas con almohadillas condilares con cámara de aire, lo que aumenta el confort y minimiza el riesgo de irritaciones. Por otro lado, las cuñas de acero cincado permiten ajustar el rango de movimiento, previniendo la corrosión y asegurando la durabilidad del dispositivo.

Opciones de Tallas y Ajuste de La Ortesis Funcional De Rodilla Con Control De Flexo-extensión Ocr100

La Ortesis Funcional Ocr100 está disponible en varias tallas, desde la 1 hasta la 5, cubriendo perímetros de rodilla de 34 cm hasta 69 cm. Cada modelo está diseñado para adaptarse

perfectamente a la forma y tamaño de cada usuario, proporcionando un ajuste personalizado y seguro mediante sus cinchas regulables y almohadillas de protección antideslizante.

Indicaciones y Beneficios

Esta ortesis es ideal para el tratamiento de lesiones de ligamentos colaterales, inestabilidades de rodilla, y como apoyo post-quirúrgico en cirugías de ligamentos. Además, ayuda a controlar la hiperextensión y la rotación medial de la rodilla, ofreciendo una estabilización efectiva tanto medio-lateral como antero-posterior.

Característica	Detalle
Material	Aluminio de perfil bajo, ligero
Articulaciones	Policéntricas dinámicas
Forro	Interior antideslizante
Ajuste de Flexión	45°, 60°, 75°, 90°
Ajuste de Extensión	0°, 10°, 20°, 30°, 40°
Tallas	1 a 5 (34-69 cm de perímetro)
Color	Negro