

## Ortesis Inmovilizadora De Rodilla Flexión Fija A 20°/0° - IR-5001/IR-5002/IR-6001/IR-6002



### ORTESIS INMOVILIZADORA DE RODILLA, FLEXIÓN FIJA A 20°/0°

Descubre la avanzada **ORTESIS INMOVILIZADORA DE RODILLA, FLEXIÓN FIJA A 20°/0°**, diseñada por Orliman para ofrecer una inmovilización eficaz y cómoda de la rodilla en situaciones post-quirúrgicas o tras lesiones. Fabricada con materiales de alta calidad, esta ortesis proporciona un apoyo óptimo y es esencial para una recuperación efectiva.

### Características Principales – Ortesis Inmovilizadora De Rodilla, Flexión Fija A 20°/0°

La **ORTESIS INMOVILIZADORA DE RODILLA** está elaborada con un nylon externo que repele la humedad y facilita su limpieza. Además, cuenta con un rizo de algodón interno que maximiza la comodidad durante su uso. Las pletinas laterales permiten la flexión a 0° o 20° según el modelo, mientras que los apoyos condilares almohadillados aseguran una distribución equitativa de la presión, mejorando así la experiencia de uso.

### Tallas y medidas

| Talla | Perímetro en cm | Altura | Flexión |
|-------|-----------------|--------|---------|
| 2     | 24-32           | 50 cm  | 20°/0°  |
| 3     | 32-40           | 50 cm  | 20°/0°  |

|   |       |       |        |
|---|-------|-------|--------|
| 4 | 40-46 | 60 cm | 20°/0° |
| 5 | 46-50 | 60 cm | 20°/0° |

## Indicaciones y Beneficios

Es ideal para el tratamiento pre y post-quirúrgico donde se requiera inmovilización con un grado de flexión específico. Además, es perfecta después de lesiones que necesiten una estabilidad excepcional para una recuperación adecuada. Por lo tanto, esta ortesis no solo facilita la curación, sino que también previene movimientos que podrían comprometer la recuperación.