

Ortesis Para El Tratamiento Del Genu Recurvatum Leve - GR100



Características y Beneficios de la Ortesis Para El Tratamiento Del Genu Recurvatum Leve

La Ortesis Para El Tratamiento Del Genu Recurvatum Leve es un producto innovador diseñado para proporcionar un soporte excepcional y confort. Está confeccionada con tejido Spacer 3D, conocido por su ligereza y transpirabilidad, lo que garantiza un uso cómodo durante largas horas. Además, cuenta con aperturas rotulianas y articulaciones policéntricas de aluminio, situadas medial y lateralmente, que ofrecen un control preciso del movimiento de la rodilla.

Prevención de Deslizamientos

Esta ortesis incluye cintas de silicona que evitan el deslizamiento, manteniendo la rodillera en su lugar incluso durante actividades intensas. Esto es esencial para una recuperación eficaz y para evitar posibles recaídas debido a un mal posicionamiento del soporte.

Indicaciones Clínicas

Este producto está indicado para el tratamiento del genu recurvatum leve, hiperextensión de rodilla leve, ruptura parcial del LCA, y para estabilizar inestabilidades ML leves. Además, es ideal para el uso postquirúrgico, proporcionando el soporte necesario durante el periodo de recuperación.

Comodidad y Ajuste Personalizado

Gracias a su diseño envolvente, la ortesis se adapta perfectamente a la forma de tu rodilla, asegurando un ajuste personalizado y aumentando la efectividad del tratamiento. La estructura del tejido permite una circulación de aire óptima, reduciendo el riesgo de irritaciones y sudoración excesiva.

Tallas Disponibles – Ortesis Para El Tratamiento Del Genu Recurvatum Leve

Este producto está disponible en varias tallas que se ajustan a un amplio rango de medidas de rodilla, asegurando que cada usuario encuentre el ajuste perfecto para su condición y tamaño corporal:

- Talla 1: Perímetro 34-36 cm
- Talla 2: Perímetro 36-38 cm
- Talla 3: Perímetro 38-41 cm
- Talla 4: Perímetro 41-44 cm
- Talla 5: Perímetro 44-49 cm

Característica	Descripción
Tejido Spacer 3D	Ligero y transpirable
Policéntricas de aluminio	Control del movimiento
Incluidas	Prevención de deslizamiento
Sí	Mejora la comodidad
Postquirúrgico y tratamiento	Genu recurvatum leve, hiperextensión