

Protector de barandilla - RC900



Protector de barandilla RC900

El **Protector de barandilla** RC900 es una solución innovadora diseñada para mejorar la seguridad y el confort de los pacientes. Este protector acolchado protege eficazmente contra golpes accidentales, evitando lesiones y proporcionando una barrera suave y segura.

El diseño inteligente del Protector de barandilla impide que los brazos y piernas del paciente se deslicen entre las barras, ofreciendo así una mayor seguridad. Además, su fabricación con espuma de alta densidad asegura una durabilidad y resistencia excepcionales, mientras que la funda de poliuretano lavable facilita su mantenimiento y limpieza.

Tallas y medidas – Protector de barandilla

Modelo	Largo	Alto	Grueso
RC900	140 cm	35 cm	3 cm

Características destacadas

Este protector no solo es funcional sino también extremadamente fácil de usar, gracias a su nuevo sistema de colocación y extracción rápida mediante velcros. Además, este sistema impide que el protector rote sobre la barandilla, manteniendo la posición deseada en todo momento.

El uso del Protector de barandilla RC900 es ideal para hospitales, residencias de ancianos y uso doméstico, proporcionando un ambiente más seguro para el paciente. Esto es crucial, especialmente en casos de movilidad reducida o durante el sueño.

Además, la adaptabilidad del diseño permite que se ajuste a la mayoría de las barandillas de cama estándar, haciéndolo un accesorio indispensable en la atención médica y cuidado en el hogar.

Beneficios clave

El uso de este protector no solo aumenta la seguridad, sino que también proporciona tranquilidad tanto a los pacientes como a los cuidadores. La protección contra golpes y la prevención de accidentes son fundamentales para un entorno de cuidado seguro. Además, la facilidad de limpieza y mantenimiento asegura que el ambiente permanezca higiénico y propicio para la recuperación y el descanso del paciente.