

Realineador De Miembro Inferior - OP1172



REALINEADOR DE MIEMBRO INFERIOR

Descubre el **REALINEADOR DE MIEMBRO INFERIOR**, una solución innovadora de Orliman diseñada para mejorar la alineación de los miembros inferiores en pacientes con diversas patologías neurológicas. Este dispositivo esencial ayuda a lograr un patrón de marcha más funcional y aumenta la autonomía en las actividades diarias.

Este realineador está compuesto por una faja y dos musleras en velour, unidas con cintas elásticas que proporcionan tracción desde la cara interna de ambos muslos hasta la parte posterior de la faja. Esta configuración ayuda a mantener los miembros inferiores en abducción y/o rotación externa, garantizando una alineación correcta y eficaz. Además, incorpora perlas de silicona en su cara interior para evitar desplazamientos y rotaciones indeseadas de la ortesis.

Indicaciones y Patologías

Este realineador está indicado para patologías que afectan la alineación de los miembros inferiores debido a condiciones de origen neurológico, como la parálisis cerebral infantil, la espina bífida y otras enfermedades durante el desarrollo embrionario. También es útil en casos de enfermedades raras y en pacientes con musculatura hipotónica.

Tallas y Medidas – REALINEADOR DE MIEMBRO INFERIOR

Talla	Perímetro A (cm)	Perímetro B (cm)
-------	------------------	------------------

0	44-50	22-30
1	48-55	28-35
2	52-61	31-40
3	56-65	37-46
4	62-71	41-50

El uso del **REALINEADOR DE MIEMBRO INFERIOR** puede mejorar significativamente la calidad de vida de los pacientes. Gracias a su diseño cuidadosamente pensado, este dispositivo no solo facilita una mejor postura y movilidad, sino que también contribuye a prevenir complicaciones futuras relacionadas con la marcha y la postura.