

## Rodillera Con Refuerzos Laterales Flexibles - 7103



### Descubre la Comodidad y Soporte de la Rodillera Con Refuerzos Laterales Flexibles

Experimenta el alivio y la estabilidad con la «Rodillera Con Refuerzos Laterales Flexibles», diseñada meticulosamente para ofrecer una solución efectiva frente a diversas afecciones de la rodilla. Fabricada con un material tricapa elástico y transpirable, esta rodillera se compone de microfibras, espuma de poliuretano y rizo de algodón, permitiendo una rápida evaporación del sudor, mayor elasticidad y una adaptación perfecta a tu cuerpo.

### Características y Beneficios Destacados

Con su diseño innovador, la «Rodillera Con Refuerzos Laterales Flexibles» incluye una rótula abierta con almohadilla, puntos de silicona interiores para evitar desplazamientos, y estabilizadores laterales que proporcionan un soporte óptimo. Las cinchas femoral y tibial ajustables aseguran un mejor ajuste y una mayor comodidad. Ideal para quienes buscan soporte sin sacrificar la libertad de movimiento.

### Indicaciones y Beneficios de Uso

Esta rodillera está indicada para una variedad de condiciones médicas, incluyendo dolor articular, artrosis, artritis, tendinitis, así como ligeras inestabilidades rotulianas y mediolaterales. Es también altamente recomendada para uso post-quirúrgico, ayudando a mejorar la recuperación y ofreciendo

la estabilidad necesaria durante el proceso de rehabilitación.

## Tallas y Colores Disponibles – Rodillera Con Refuerzos Laterales Flexibles

Está disponible en una amplia gama de tallas que se ajustan a diversos perímetros de rodilla, garantizando un ajuste perfecto para cada usuario. Además, puedes elegir entre dos colores elegantes: beige y negro, permitiendo que combines tu rodillera con tu ropa de manera discreta.

Características	Datos
Material	Tricapa elástico: Microfibras, Espuma de poliuretano, Rizo de algodón
Tipo de cierre	Cinchas femoral y tibial ajustables
Soporte	Estabilizadores laterales, rótula abierta con almohadilla
Tallas	1 (32-34 cm), 2 (34-36 cm), 3 (36-38 cm), 4 (38-41 cm), 5 (41-44 cm), 6 (44-49 cm)
Colores	Beige (6103), Negro (7103)
Indicaciones	Dolor articular, Artrosis, Artritis, Tendinitis, Inestabilidades rotulianas y mediolaterales, Uso post-quirúrgico

Elige la «Rodillera Con RefuerzosP» para un soporte confiable y una comodidad inigualable. ¡Tu salud y bienestar merecen lo mejor!