

Rodillera De Neopreno Para Ligamentos Cruzados - 4109



Descubre la Rodillera de Neopreno para Ligamentos Cruzados de Orliman

Experimenta una recuperación óptima y un soporte insuperable con la **Rodillera De Neopreno Para Ligamentos Cruzados** de Orliman. Diseñada específicamente para aliviar y proteger las lesiones de ligamento cruzado anterior (LCA) y ligamento cruzado posterior (LCP), esta rodillera es esencial para el tratamiento postoperatorio y postraumático.

Características Avanzadas para un Soporte Eficaz

La **Rodillera De Neopreno Para Ligamentos Cruzados** cuenta con una rótula abierta y estabilizadores laterales en espiral, que ofrecen un control preciso del movimiento de la tibia, adaptándose a la condición del ligamento lesionado. Su material de neopreno de celdillas cerradas conserva el calor corporal, facilitando la termocompresión y proporcionando un soporte constante.

Confort y Movilidad

Además de su eficacia terapéutica, esta rodillera ofrece una comodidad excepcional gracias al material elástico y transpirable en la zona poplíteica. Este diseño asegura una adaptabilidad perfecta sin sacrificar la movilidad, permitiéndote continuar con tus actividades diarias con mayor seguridad y menos dolor.

Tallas y Especificaciones

Disponible en una variedad de tallas, desde la 1 hasta la 7, la **Rodillera De Neopreno Para Ligamentos Cruzados** se ajusta a un amplio rango de medidas de rodilla, garantizando un ajuste perfecto para cada usuario. Los colores gris y azul se combinan para ofrecer un diseño atractivo además de funcional.

Características	Datos
Material	Neopreno de celdillas cerradas
Zona Poplítea	Material elástico y transpirable
Estabilizadores	Laterales en espiral
Control de Movimiento	Sistema de control independiente para LCA y LCP
Tallas	1 a 7
Colores	Gris y azul

Indicaciones de Uso

La **Rodillera Para Ligamentos Cruzados** está indicada para el tratamiento de lesiones del ligamento cruzado anterior y posterior, así como para uso postoperatorio y postraumático. Su diseño asegura termocompresión y soporte, facilitando una recuperación más rápida y efectiva.

Elige la **Rodillera Para Ligamentos Cruzados** de Orliman y da el paso hacia una recuperación segura y confortable. Porque tu bienestar es nuestra prioridad, confía en una marca con experiencia y compromiso en la ortopedia avanzada.