

## Rodillera Elástica Corta 24Cm - OS6211



### Características Únicas de Rodillera Elástica Corta / 24 Cm

Descubre la comodidad y el apoyo superior con la Rodillera Elástica Corta 24Cm, diseñada específicamente para aliviar los síntomas de artritis, artrosis y otras afecciones similares. Fabricada con tejido elástico de punto transpirable, esta rodillera asegura una adaptación perfecta sin causar rozamientos molestos debido a su diseño sin costuras.

### Comodidad y Ajuste Anatómico

Gracias a su tejido suave y resistente, la Rodillera Elástica Corta 24Cm proporciona un confort excepcional y un ajuste anatómico en 3D. Incorpora una almohadilla de silicona en forma de anillo y estabilizadores laterales que mejoran el control medio-lateral, ofreciendo soporte y protección óptimos para actividades diarias y deportivas.

### Efectos Beneficiosos

El tejido compresivo junto con la almohadilla rotuliana de la Rodillera Elástica Corta / 24 Cm, mejora la circulación sanguínea y facilita una reabsorción más rápida de hematomas y edemas. Además, sus zonas de confort evitan opresiones y compresiones no deseadas, asegurando una experiencia de uso agradable y terapéutica.

### Indicaciones de Uso

Esta rodillera es ideal para tratar y prevenir los síntomas de patologías como artritis y artrosis, así como para ofrecer soporte tras traumatismos o en casos de inestabilidades leves de la rodilla. También es perfecta para brindar protección durante actividades deportivas y laborales intensas.

### Tallas Disponibles de la Rodillera Elástica Corta 24Cm

Características	Datos
Perímetro (cm)	32-36
Perímetro (cm)	36-41
Perímetro (cm)	41-48
Perímetro (cm)	48-55

Elige la Rodillera Elástica Corta / 24 Cm para disfrutar de un soporte confiable y efectivo que se adapta perfectamente a tus necesidades y actividades diarias, proporcionando alivio y protección donde más lo necesitas.