

Rodillera Elástica Funcional Con Articulaciones Orliman Therago - TGO487



RODILLERA ELÁSTICA FUNCIONAL CON ARTICULACIONES ORLIMAN THERAGO

La Rodillera Elástica Funcional Con Articulaciones Orliman Therago es una solución avanzada para quienes sufren de dolencias en la rodilla y buscan una recuperación efectiva y un soporte óptimo. Diseñada con tecnología de punta, esta ortesis ofrece estabilización y compresión para mejorar la movilidad y aliviar el dolor.

Características Avanzadas para Máximo Soporte

Esta rodillera está confeccionada con un tejido elástico transpirable de punto tridimensional, lo que garantiza una adaptación perfecta sin costuras que puedan causar rozaduras. Además, se ha reforzado en sus extremidades para asegurar una durabilidad excepcional. Por lo tanto, es ideal para uso prolongado en diversas actividades.

Tallas y Medidas – Rodillera Elástica Funcional Con Articulaciones Orliman Therago

Disponible en una variedad de tallas, desde la 1 a la 6, asegurando un ajuste adecuado para diferentes usuarios:

Talla	Medida A (cm)	Medida B (cm)	Altura (cm)
1	39-42	29-32	31
2	42-45	32-35	31
3	45-48	35-38	31
4	48-51	38-41	31
5	51-54	41-44	31
6	54-57	44-47	31

Indicaciones Clínicas

La Rodillera Elástica Funcional Con Articulaciones Orliman Therago es recomendada para una serie de condiciones y patologías, incluyendo inestabilidad rotuliana, lesiones meniscales, derrame e hinchazón debido a artrosis y artritis, tendomiopatía, esguinces, contusiones, así como irritación postoperatoria y postraumática.

Beneficios Adicionales y Funcionalidades

Equipada con cinchas rígidas extraíbles, esta rodillera permite una compresión personalizable. Sus articulaciones policéntricas extraíbles estabilizan la articulación mientras permiten un movimiento natural y evitan la hiperextensión. Además, el rodete rotuliano viscoelástico y los puntos de relieve proporcionan un efecto de micromasaje que favorece la reabsorción de edemas y hematomas, facilitando la reducción de la inflamación y el dolor.