

Rodillera Elástica Funcional Con Flejes Orliman Therago - TGO480



RODILLERA ELÁSTICA FUNCIONAL CON FLEJES ORLIMAN THERAGO

Rodillera Elástica Funcional Con Flejes Orliman Therago, diseñada para brindar un soporte excepcional y mejorar la estabilidad de la rodilla en condiciones de inestabilidad rotuliana, esguinces y otras patologías relacionadas. Fabricada con un tejido elástico transpirable de punto tridimensional y sin costuras, esta rodillera asegura un ajuste cómodo y libre de rozaduras.

Características destacadas

La Rodillera Elástica Funcional Con Flejes Orliman Therago está equipada con un rodete rotuliano viscoelástico que protege y descarga el tendón rotuliano, porque proporciona un control preciso sobre el movimiento de la rótula. Además, sus estabilizadores en espiral ofrecen un sólido control medio-lateral, evitando que la ortesis se enrolle y garantizando mayor seguridad durante su uso.

Efectos y beneficios

Esta rodillera no solo estabiliza la rodilla, sino que también mejora la sensibilidad propioceptiva, lo que es fundamental para la recuperación de lesiones y operaciones. Por lo tanto, es ideal para el manejo de derrames e hinchazón por artrosis y artritis, irritación postoperatoria y postraumática, y para el soporte en actividades cotidianas o deportivas.

Tallas y medidas

Talla	Medida A (cm)	Medida B (cm)	Altura (cm)
1	41-44	31-34	31
2	44-47	34-37	31
3	47-50	37-40	31
4	50-53	40-43	31
5	53-56	43-46	31
6	56-59	46-49	31

Indicaciones – Rodillera Elástica Funcional Con Flejes Orliman Therago

Además de ser un soporte ideal para la recuperación de lesiones, esta rodillera es perfectamente adecuada para el uso diario, ofreciendo alivio y estabilización en actividades que requieren mayor esfuerzo en la rodilla. Sin embargo, es esencial consultar con un profesional de la salud antes de usarla para condiciones específicas como inestabilidad rotuliana y esguinces.