

Rodillera Envolvente Con Flejes Medio-laterales Corta 3tex® - 7119C



RODILLERA ENVOLVENTE CON FLEJES MEDIO-LATERALES CORTA 3TEX®

Rodillera Envolvente Con Flejes Medio-laterales Corta 3tex® es una solución integral para aquellos que sufren de dolores articulares y necesitan estabilización durante actividades físicas intensas. Además, es perfecta para pacientes con morfología especial que requieren una colocación rápida y sencilla.

Características y Efectos Destacados

Esta rodillera está diseñada con un sistema de cierre envolvente que incluye una lengüeta al final para facilidad de uso. Está fabricada con tres capas: una base de microfibras elásticas, espuma de poliuretano y rizo de algodón, lo que permite una dispersión rápida del sudor y ofrece una adaptación y elasticidad superior. Además, los puntos de silicona en su interior evitan la migración de la ortesis.

Indicaciones y Beneficios – Rodillera Envolvente Con Flejes Medio-laterales Corta 3tex®

Esta rodillera está indicada para el dolor articular, artrosis y artritis, ligeras inestabilidades de rodilla y rótula, y tendinitis. Por lo tanto, es ideal para estabilizar la rodilla durante actividades deportivas o situaciones de esfuerzo. Sin embargo, su diseño también beneficia a pacientes que debido a su

especial morfología requieran una colocación rápida y sencilla de la ortesis.

Tallas y Colores Disponibles

Disponible en colores negro y naranja, esta rodillera se ajusta a diversas necesidades estéticas y funcionales. Por lo tanto, puedes elegir la que mejor se adapte a tu estilo de vida y preferencias personales.

Característica	Especificación
Referencia	7119C
Patología	Artrosis, artritis, inestabilidades laterales de rodilla, tendinitis
Material	Microfibras, poliuretano, algodón
Color	Negro, naranja
Gama	3-TEX