

## Rodillera Envolvente Post-quirúrgica Con Articulaciones - OPL484



### RODILLERA ENVOLVENTE POST-QUIRÚRGICA CON ARTICULACIONES MONOCÉNTRICAS

La Rodillera Envolvente Post-quirúrgica Con Articulaciones Monocéntricas es la elección perfecta para aquellos que están recuperándose de una cirugía o trauma en la rodilla. Diseñada con materiales de alta calidad, esta ortesis garantiza tanto comodidad como un ajuste personalizado que se adapta a la morfología de cada paciente.

#### Características Principales – Rodillera Envolvente Post-quirúrgica Con Articulaciones Monocéntricas

Esta rodillera está equipada con articulaciones monocéntricas que permiten bloquear la articulación en 0°, 15°, 30° o 45° de flexión. Además, controla la amplitud de movimientos desde la extensión total (0°) hasta 120° de flexión, en intervalos de 10°. Los apoyos medio-laterales son ajustables en altura, ofreciendo una sujeción eficaz y confortable.

#### Indicaciones y Beneficios

Indicada para la rehabilitación post-operatoria y post-traumática, esta rodillera proporciona estabilización y soporte medio-lateral de la articulación de la rodilla y estructuras anatómicas correspondientes. Por lo tanto, es esencial para aquellos que buscan una recuperación efectiva y

segura.

## Tallas y Colores Disponibles

La Rodillera Envolvente está disponible en talla universal, lo que facilita su ajuste a diferentes usuarios. Además, su color negro le confiere una apariencia discreta y profesional.

| Características       | Detalles                     |
|-----------------------|------------------------------|
| Material              | Foam y velour                |
| Articulaciones        | Monocéntricas ajustables     |
| Control de Movimiento | 0° a 120°, intervalos de 10° |
| Talla                 | Universal                    |
| Color                 | Negro                        |