

Rodillera Flexo-extensión Larga / Abierta - 7113



RODILLERA FLEXO-EXTENSIÓN LARGA / ABIERTA

Descubre la Rodillera Flexo-extensión Larga / Abierta, diseñada específicamente para ofrecer una solución óptima en el tratamiento y rehabilitación de la rodilla. Confeccionada con materiales de alta calidad, esta rodillera asegura tanto confort como funcionalidad.

Características principales RODILLERA FLEXO-EXTENSIÓN LARGA / ABIERTA

Esta avanzada rodillera está fabricada en un material tricapa elástico y transpirable, que incluye una membrana de microfibras, espuma de poliuretano y rizo de algodón. Esta combinación no solo facilita una rápida dispersión del sudor sino que también proporciona una mayor elasticidad y una adaptación perfecta al contorno de tu rodilla.

Además, cuenta con una articulación policéntrica que permite ajustar el rango de movimiento en 0-15-30-60-90 grados en flexo-extensión. Las cinchas femorales y tibiales, con puntos de silicona internos, evitan la migración de la ortesis y aseguran un ajuste impecable.

Indicaciones y beneficios

Esta rodillera es ideal para el tratamiento post-quirúrgico de la rodilla y la rehabilitación de lesiones. Gracias a su diseño, proporciona compresión, soporte y estabilización medio-lateral, controlando eficazmente la amplitud de los movimientos de flexo-extensión. Es perfecta para patologías en las

que se requiere controlar el rango articular de la rodilla.

Tallas y medidas

Está disponible en varias tallas, asegurando así un ajuste perfecto para cada usuario. Aquí están las medidas disponibles:

Talla	Perímetro en CM
1	32-34
2	34-36
3	36-38
4	38-41
5	41-44
6	44-49

La Rodillera Flexo-extensión, incluyendo sus características, beneficios e indicaciones, así como una tabla de tallas responsiva para facilitar la elección adecuada del usuario.