

Rodillera Para Gonartrosis Gonartec® Plus - OCR300D/OCR300I



Rodillera Para Gonartrosis Gonartec® Plus

Descubre la avanzada tecnología de la **Rodillera Para Gonartrosis Gonartec® Plus**, diseñada específicamente para aliviar el dolor y mejorar la movilidad en casos de osteoartritis unicompartimental de la rodilla, tanto medial como lateral. Su diseño ergonómico y ligero se ajusta perfectamente a la morfología de tu pierna, adaptándose a los movimientos y cambios anatómicos durante tus actividades diarias.

Rodillera Para Gonartrosis Gonartec® Plus

Características Innovadoras

La **Gonartec® Plus** está equipada con estructuras rígidas para el muslo y la pantorrilla, conectadas por una articulación que permite la regulación de la flexo-extensión. Incluye una cuña de bloqueo de extensión pre-instalada a 0° para impedir la hiperextensión, y un destornillador para ajustar las cuñas según necesites. Además, la articulación cuenta con un ajuste axial varo o valgo para mejorar la distribución de la carga sobre la rodilla.

Especificaciones Técnicas

Tallas y Colores Disponibles

Está disponible en color negro y cuenta con una talla universal, lo que facilita su adaptación a diferentes usuarios.

Característica	Detalle
Color	Negro
Talla	Universal
Limitación de Extensión	0°, 10°, 20°, 30°, 40°
Limitación de Flexión	0°, 10°, 20°, 30°, 45°, 60°, 75°, 90°

Indicaciones y Beneficios

La **Rodillera Gonartec® Plus** es ideal para casos de genu valgo o varo asociados a artrosis y lesiones meniscales mediales o laterales. Gracias a su presión condilar interna o externa, realinea la desviación axial muslo/pierna, proporcionando una descarga mecánica y estabilizando la amplitud articular, lo que se traduce en un alivio significativo del dolor y una mejora en la calidad de vida.