

Rodillera Pediátrica De Palumbo - OP1184



Características Únicas de la Rodillera Pediátrica De Palumbo

La **Rodillera Pediátrica De Palumbo** está diseñada específicamente para ofrecer un soporte excepcional en casos de luxación de rótula y subluxaciones. Fabricada con materiales de alta calidad, su interior de panel transpirable y exterior de velour elástico aseguran confort y durabilidad. Las ballenas laterales de espiral flexibles junto con una rótula abierta y un rodete rotuliano lateral en forma de semicírculo, brindan un soporte adecuado y estabilización lateral de la rodilla.

Indicaciones Clínicas

Esta rodillera es ideal después de intervenciones quirúrgicas como la sección del alerón externo o para tratar la luxación recidivante de la rótula. Su diseño está pensado para aliviar los síndromes de hiperpresión externa, asegurando una recuperación más rápida y eficaz.

Tallas y Colores Disponibles

Disponible en dos tallas que cubren edades de 2 a 12 años, con perímetros de 20-26 cm y 26-32 cm respectivamente, y en colores atractivos como gris y verde, esta rodillera no solo es funcional sino también estética.

Especificaciones de la Rodillera Pediátrica De Palumbo

Características	Datos
Material Interno	Panal transpirable
Material Externo	Velour elástico
Soporte	Ballenas laterales de espiral, rótula abierta con rodete rotuliano
Edades	2-6 años, 6-12 años
Perímetro CM	20-26 cm, 26-32 cm
Colores	Gris, Verde
Indicaciones	Luxación de rótula, subluxaciones, post-quirúrgico

Con la **Rodillera Pediátrica De Palumbo**, los padres pueden estar seguros de que están proporcionando a sus hijos el mejor cuidado posible para recuperarse de lesiones relacionadas con la rodilla y procedimientos quirúrgicos. Su diseño innovador no solo estabiliza la articulación sino que también promueve una postura adecuada y un desarrollo saludable de la articulación de la rodilla en crecimiento.