

## Rodillera Rótula Abierta Con Articulaciones Policéntricas - 9107



### RODILLERA RÓTULA ABIERTA CON ARTICULACIONES POLICÉNTRICAS

Descubre la innovación en soporte para rodillas con la Rodillera Rótula Abierta Con Articulaciones Policéntricas. Diseñada específicamente para ofrecer un control óptimo y una estabilización superior, esta rodillera se convierte en tu mejor aliada para enfrentar diversas condiciones de la rodilla, tales como lesiones de ligamentos y meniscales.

#### Características Avanzadas

Esta rodillera incorpora una serie de características que aseguran un ajuste perfecto y un soporte efectivo. Su tejido de punto tridimensional proporciona una elasticidad transversal que ajusta la compresión necesaria en cada zona. Además, la presencia de las almohadillas visco-elásticas en forma de anillo optimiza el control de la rótula, limitando los desplazamientos laterales y mejorando la absorción de impactos.

### RODILLERA RÓTULA ABIERTA CON ARTICULACIONES POLICÉNTRICAS

Los flejes metálicos con articulaciones policéntricas son clave en esta rodillera porque permiten una flexión mínima de 7°, ayudando a prevenir la hiperextensión de la rodilla. El diseño considera el confort, especialmente en el hueso poplíteo, mediante un tejido suave y transpirable que evita irritaciones durante el uso prolongado.

## Indicaciones y Beneficios

Perfecta para estados de irritación como tendomiopatía, ligamentosis, y para uso post-operatorio, esta rodillera mejora la sensación de estabilidad tanto rotuliana como mediolateral. Es ideal para la corrección de genu-recurvatum leve y ajustes de valgo y varo de rodilla.

## Tallas y Colores Disponibles

La «Rodillera Rótula Abierta Con Articulaciones Policéntricas» está disponible en una variedad de tallas que van desde la 1 hasta la 7, cubriendo perímetros de rodilla de 36 cm a 57 cm. Además, puedes elegir entre los colores clásico beige y sobrio negro, adaptándose a tus preferencias y necesidades.

| Talla | Perímetro CM A | Perímetro CM B | Color        |
|-------|----------------|----------------|--------------|
| 1     | 36-39          | 26-29          | Beige, Negro |
| 2     | 39-42          | 29-32          | Beige, Negro |
| 3     | 42-45          | 32-35          | Beige, Negro |
| 4     | 45-48          | 35-38          | Beige, Negro |
| 5     | 48-51          | 38-41          | Beige, Negro |
| 6     | 51-54          | 41-44          | Beige, Negro |
| 7     | 54-57          | 44-47          | Beige, Negro |