

## Rodillera Rótula Abierta Con Articulaciones Policéntricas - 9107



### RODILLERA RÓTULA ABIERTA CON ARTICULACIONES POLICÉNTRICAS

Descubre la innovación en soporte para rodillas con la Rodillera Rótula Abierta Con Articulaciones Policéntricas. Diseñada específicamente para ofrecer un control óptimo y una estabilización superior, esta rodillera se convierte en tu mejor aliada para enfrentar diversas condiciones de la rodilla, tales como lesiones de ligamentos y meniscales.

#### Características Avanzadas

Esta rodillera incorpora una serie de características que aseguran un ajuste perfecto y un soporte efectivo. Su tejido de punto tridimensional proporciona una elasticidad transversal que ajusta la compresión necesaria en cada zona. Además, la presencia de las almohadillas visco-elásticas en forma de anillo optimiza el control de la rótula, limitando los desplazamientos laterales y mejorando la absorción de impactos.

### RODILLERA RÓTULA ABIERTA CON ARTICULACIONES POLICÉNTRICAS

Los flejes metálicos con articulaciones policéntricas son clave en esta rodillera porque permiten una flexión mínima de 7°, ayudando a prevenir la hiperextensión de la rodilla. El diseño considera el confort, especialmente en el hueso poplíteo, mediante un tejido suave y transpirable que evita irritaciones durante el uso prolongado.

## Indicaciones y Beneficios

Perfecta para estados de irritación como tendomiopatía, ligamentosis, y para uso post-operatorio, esta rodillera mejora la sensación de estabilidad tanto rotuliana como mediolateral. Es ideal para la corrección de genu-recurvatum leve y ajustes de valgo y varo de rodilla.

## Tallas y Colores Disponibles

La «Rodillera Rótula Abierta Con Articulaciones Policéntricas» está disponible en una variedad de tallas que van desde la 1 hasta la 7, cubriendo perímetros de rodilla de 36 cm a 57 cm. Además, puedes elegir entre los colores clásico beige y sobrio negro, adaptándose a tus preferencias y necesidades.

Talla	Perímetro CM A	Perímetro CM B	Color
1	36-39	26-29	Beige, Negro
2	39-42	29-32	Beige, Negro
3	42-45	32-35	Beige, Negro
4	45-48	35-38	Beige, Negro
5	48-51	38-41	Beige, Negro
6	51-54	41-44	Beige, Negro
7	54-57	44-47	Beige, Negro