

Rodillera Rótula Abierta Con Estabilizadores Laterales - 9105



RODILLERA RÓTULA ABIERTA CON ESTABILIZADORES LATERALES

Descubre la solución innovadora para el soporte y estabilidad de tu rodilla con la «Rodillera Rótula Abierta Con Estabilizadores Laterales». Diseñada para ofrecer un ajuste perfecto y una protección superior, esta rodillera es ideal para quienes sufren de condiciones como la luxación de rótula o el síndrome patelo femoral.

Beneficios y Características

La Rodillera Rótula Abierta está confeccionada en tejido de punto tridimensional, lo que proporciona una mayor elasticidad transversal y compresión necesaria. Además, gracias a su almohadilla viscoelástica en forma de anillo, esta rodillera guía y controla la posición de la rótula, previniendo desplazamientos indeseados. Los estabilizadores laterales incorporados evitan el enrollamiento de la ortesis, asegurando un control mediolateral óptimo durante el movimiento.

Indicaciones de Uso

Esta rodillera es recomendada para estados de irritación como tendomiopatía, ligamentosis, ligera artrosis, artritis post-traumática y post-operatoria. Además, es ideal para quienes experimentan sensación de inestabilidad rotuliana y/o mediolateral.

Opciones y Accesorios – Rodillera Rótula Abierta Con Estabilizadores Laterales

Disponible en dos colores elegantes, beige (modelo 8105) y negro (modelo 9105), para que elijas el que mejor se adapte a tu estilo. Además, esta rodillera es extremadamente cómoda, especialmente en el hueso poplíteo, gracias a su tejido de punto suave y transpirable.

Características	Beige 8105	Negro 9105
Tallas Disponibles	1 a 7	1 a 7
Perímetro CM A	38-59 cm	38-59 cm
Perímetro CM B	28-49 cm	28-49 cm
Indicaciones	Luxación de rótula, Síndrome patelo femoral	

Elige la «Rodillera Rótula Abierta Con Estabilizadores Laterales» para mejorar tu movilidad y disfrutar de un soporte excepcional que te permitirá seguir adelante con tus actividades diarias con mayor confianza y menos dolor.