

Rodillera Rótula Cerrada Con Articulaciones Policéntricas - 8106/9106



Rodillera Rótula Cerrada Con Articulaciones Policéntricas

Rodillera Rótula Cerrada Con Articulaciones Policéntricas: una solución avanzada para el manejo de lesiones y estabilización de la rodilla. Confeccionada con un tejido de punto tridimensional, esta rodillera ofrece una elasticidad óptima y una compresión adecuada para cada zona, proporcionando un ajuste perfecto.

Características Innovadoras

Incorpora una almohadilla visco-elástica en forma de anillo que controla la posición de la rótula y reduce sus desplazamientos. Los flejes metálicos laterales con articulaciones policéntricas previenen la hiperextensión y ofrecen una protección robusta, mientras que los velcros ajustables impiden que la rodillera se desplace al caminar.

Tallas y Colores Disponibles

Disponible en modelos 8106 (Beige) y 9106 (Negro), esta rodillera se ajusta a una gama de tamaños para garantizar el máximo confort y eficacia. Consulta nuestra tabla de tallas y elige la que mejor se adapte a tus necesidades para una mejora significativa en tu movilidad y reducción del dolor.

Indicaciones de Uso – Rodillera Rótula Cerrada Con Articulaciones Policéntricas

Está especialmente indicada para estados de irritación como tendomiopatías y ligamentosis, así como para la corrección de posiciones incorrectas de la rodilla como el genu-recurvatum leve. Es ideal para después de intervenciones quirúrgicas o lesiones, proporcionando soporte y acelerando la recuperación.

Característica	Beige	Negro
Material	Tejido de punto tridimensional	Tejido de punto tridimensional
Articulaciones	Policéntricas	Policéntricas
Almohadilla	Visco-elástica	Visco-elástica
Tallas	1 a 7	1 a 7