

Rodillera Rótula Cerrada Con Estabilizadores Laterales - 8104-9104



RODILLERA RÓTULA CERRADA CON ESTABILIZADORES LATERALES

La «Rodillera Rótula Cerrada Con Estabilizadores Laterales» es una solución ortopédica de alta calidad diseñada para ofrecer soporte y estabilidad a aquellos que sufren de condiciones como luxación de rótula, irritaciones y sensaciones de inestabilidad. Fabricada con tejido de punto tridimensional, esta rodillera ajusta perfectamente proporcionando la compresión necesaria en las zonas afectadas.

Beneficios Clave de Uso

Esta rodillera cuenta con una almohadilla viscoelástica que controla el movimiento de la rótula y reduce desplazamientos laterales. Además, los estabilizadores laterales previenen el enrollamiento de la ortesis, permitiendo un control medio-lateral mejorado. Por lo tanto, es ideal para fases post-operatorias y post-traumáticas donde se requiere un apoyo extra.

Comodidad y Adaptabilidad

Es extremadamente cómoda, gracias a su tejido de punto suave y transpirable, especialmente en el área del hueco poplíteo. Mientras tanto, la almohadilla visco-elástica es más fina en la zona distal para no presionar el tendón rotuliano inflamado.

TALLAS DISPONIBLES – Rodillera Rótula Cerrada Con Estabilizadores Laterales

Talla	Perímetro CM A	Perímetro CM B
1	38-41	28-31
2	41-44	31-34
3	44-47	34-37
4	47-50	37-40
5	50-53	40-43
6	53-56	43-46
7	56-59	46-49

Modelos y Colores Disponibles

Esta rodillera está disponible en dos colores elegantes y neutros: Beige (modelo 8104) y Negro (modelo 9104), lo que permite elegir según las preferencias personales y estilo de vida. Además, su diseño discreto la hace adecuada para llevar debajo de la ropa sin llamar demasiado la atención.